

Link do produktu: <https://akmed.pl/masazer-klasyczny-pt0219-p-2694.html>



Masażer klasyczny PT0219

Numer katalogowy	PT0219
Producent	Pani Teresa

Opis produktu

WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- (Mikro)masaż odcinka lędźwiowego
- pobudza (stymuluje) osłabione mięśnie kręgosłupa lędźwiowego
- zmniejsza dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowego kręgosłupa
- w zmianach dyskopatycznych
- dzięki taśmom dociągającym dodatkowo stabilizuje kręgosłup w odcinku lędźwiowym
- wzmacnia mięśnie kręgosłupa
- profilaktyka przeciążeń kręgosłupa

Tabela rozmiarów

ROZMIAR	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Obwód brzucha [cm]		80 - 90	91 - 100	101 - 110	111 - 120	121 - 130	> 130

Instrukcja używania:

Pas zapinany na rzep, wykonany z przewiewnej tkaney gumy elastycznej z umieszczonymi w odcinku lędźwiowym masażerami. Posiada dwie taśmy dociągające, które dodatkowo stabilizują kręgosłup.

Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu brzucha, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

Sposób zakładania:

Odpiąć wszystkie rzepy. Nałożyć pas obejmując odcinek lędźwiowo - krzyżowy, tak aby zapięcie przypadało z przodu, a

masażery z tyłu, po bokach wzdłuż kręgosłupa. Zapiąć rzepy taśmy głównej z przodu na brzuchu, a następnie zapiąć boczne taśmy dociągające na rzepy. Taśmy dociągające umożliwiają indywidualne dopasowanie oraz regulację siły nacisku masażerów.

Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, suchym i zacienionym miejscu.

Przepis prania.

Prać ręcznie w temperaturze 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia! Nie prasować! Nie chlorować!

Uwagi:

- Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.
- W wyrobie znajdują się dwa masażery.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS , XXL , XXXL