

Link do produktu: <https://akmed.pl/pas-brzuszo-ledzwiowo-krzyzowy-opl161-p-2556.html>



## Pas brzuszno - lędźwiowo - krzyżowy OPL161

Numer katalogowy **OPL161**

Producent **Orliman**

### Opis produktu

Orteza tułowia zapinana w przednio-bocznej części tułowia, wykonana z kombinacji półelastycznego i nieelastycznego wzbogacanego bawełną materiału, posiada w części brzusznej i bocznej łatwo dopasowujące się do kształtów anatomicznych ciała podwójne stalki, w części tylnej wyprofilowane anatomicznie stalowe i grube stalki, ponadto system taśm dociągowych zwiększający siłę dociągu, dwa rodzaje taśm: a) nieelastyczne powrotne oraz b) elastyczne skierowane skośnie w dół, wszystkie taśmy zapinane są na taśmy velcro specjalny krój przedniej ściany pasa dla osób z rozluźnieniem powłok brzusznych.

#### Zastosowanie:

Lumbago i rwa lędźwiowa, choroby krążka międzykręgowego, Spondyloza i spondyloartroza, naciągnięcie lub naderwanie mięśni/ścięgien podtrzymujących kręgosłup w odcinku lędźwiowo-krzyżowym, leczenie pooperacyjne i pourazowe, rozciągnięcie i obniżenie powłok brzusznych,

#### Zakładanie:

1. Poluzować taśmy dociągowe, odpinając w tym celu zapięcia micro-velcro, oraz rozpiąć i otworzyć zamek błyskawiczny.
2. Założyć pas wokół pleców na wysokości odcinka lędźwiowo-krzyżowego, upewniając się przy tym, że usytuowany jest on centralnie w stosunku do wyrostków kolczystych kręgosłupa.
3. Następnie zabezpieczyć go, przymocowując w odpowiednich miejscach zapięcia micro-velcro.
4. Zasunąć zamek błyskawiczny oraz odpowiednio naciągnąć i zamocować w niskich partiach brzucha półsztywne taśmy dolne.
5. Na takiej samej zasadzie zapiąć na wysokości jamy brzusznej półsztywne taśmy górne. W razie potrzeby istnieje możliwość skrócenia długości taśm dociągowych. W tym celu zdejmujemy ich końcówki i, po odpowiednim przycięciu taśm, ponownie umieszczamy je na swoim miejscu.
6. Założyć taśmy dociągowe, odpowiednio naciągając przy tym ich końce, a następnie przymocować je na wysokości dolnej części brzucha przy użyciu zapięcia micro-velcro.

#### Dobór:

produkt powinien być dopasowany przez osobę odpowiednio wykwalifikowaną, dobór rozmiaru winien następować według tabeli rozmiarowej, ponieważ za duży ucisk może spowodować utrudnienia w krążeniu i zaburzyć pracę mięśni, w związku z czym radzimy regulować go aż do uczucia optymalnego przylegania produktu do ciała.

#### Tabela - rozmiary:

| ROZMIAR | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|---|---|---|---|
|---------|---|---|---|---|

---

Obwód (największy) pasa  
lub bioder (cm)

132-142

142-152

152-162

162-172

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 1 , 2 , 3 , 4