

Link do produktu: <https://akmed.pl/pas-brzusznym-stomijny-24-pt0105-p-2707.html>



Pas brzuszny stomijny "24" PT0105

Numer katalogowy	PT0105
Producent	Pani Teresa

Opis produktu

WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- dla osób z przetoką jelita wytworzoną na brzuchu (zwłaszcza w okresie pooperacyjnym) pas zmniejsza ryzyko wystąpienia przepukliny w okolicy przetoki
- przy już powstałych przepuklinach w okolicy przetoki
- pas wzmacnia mięśnie brzucha podczas wysiłku fizycznego
- pas można stosować w przypadku różnego umiejscowienia przetoki

Tabela rozmiarów

ROZMIAR	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Obwód brzucha [cm]		81 - 90	91 - 100	101 - 110	111 - 120	121 - 140	> 140

Instrukcja używania:

Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu brzucha, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

Sposób zakładania:

Odpiąć rzep. Pas ułożyć obejmując brzuch i odcinek lędźwiowo - krzyżowy, tak by otwór na worek stomijny przypadł w miejscu, gdzie znajduje się przetoka jelita. Pas zapiąć na rzep dopasowując indywidualnie. Po umocowaniu worka stomijnego zabezpieczyć go siateczką osłaniającą.

Uwaga! Opakowanie nie zawiera worków stomijnych.

Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, suchym i zacienionym miejscu.

Przepis prania:

Prać ręcznie w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie prasować! Nie chlorować!

Uwagi:

- Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.
- W czasie noszenia pasa zalecane jest wykonywanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Ciągłe stosowanie pasa bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni brzucha.

Pas zapinany jest na rzep.

Szerokość pasa 24 cm.

Dostępne kolory:

biały PT 0105

cielisty PT 0105B

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS , XXL , XXXL

Kolor: biały , Cielisty