

Link do produktu: <https://akmed.pl/pas-z-fiszbinami-prosty-pt0218-p-2693.html>



Pas z fiszbinami - prosty PT0218

Numer katalogowy	PT0218
Producent	Pani Teresa

Opis produktu

WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- zespoły bólowe odcinka lędźwiowego kręgosłupa o różnej etiologii (zmiany dyskopatyczne)
- zmiany zwyrodnieniowe
- doleczenie urazów
- stabilizacja kręgosłupa w odcinku lędźwiowym
- wzmożone napięcie mięśniowe przy dyskopatii lędźwiowej
- wzmocnienie mięśni
- profilaktyka przeciążeń kręgosłupa, zwłaszcza w pozycjach wymuszonych i niekorzystnych dla kręgosłupa

Tabela rozmiarów

ROZMIAR	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Obwód brzucha [cm]		80 - 90	91 - 100	101 - 110	111 - 120	121 - 130	> 130

Instrukcja używania:

Pas zapinany na rzep, wykonany z tkaney gumy elastycznej ze wzmocnieniami w odcinku lędźwiowym. Posiada dwie taśmy dociągające, umożliwiające indywidualne dopasowanie oraz regulację siły ucisku, wzmacniają stabilizację kręgosłupa.

Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu brzucha, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

Sposób zakładania:

Odpiąć rzepy. Część pasa, w której umieszczone są fiszbinami przyłożyć do odcinka lędźwiowo - krzyżowego kręgosłupa tak, aby

fiszbiny były ułożone rozszerzająco do dołu. Główne taśmy zapiąć z przodu na rzep, a następnie zapiąć taśmy dociągające po obu stronach pasa.

Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, suchym i zacienionym miejscu.

Przepis prania.

Prać ręcznie w temperaturze 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia! Nie prasować! Nie chlorować!

Uwagi:

Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS , XXL , XXXL