

Link do produktu: <https://akmed.pl/uniwersalny-pas-brzuszy-22-pt0102-p-2590.html>



## Uniwersalny pas brzuszny "22" PT0102

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Numer katalogowy | <b>PT0102</b>      |
| Producent        | <b>Pani Teresa</b> |

### Opis produktu

#### WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- po operacjach jamy brzusznej - pas ułatwia poruszanie się
- zmniejsza ryzyko wystąpienia przepukliny pooperacyjnej
- ogranicza powiększanie się istniejących przepuklin brzusznych, np. pępkowych, pooperacyjnych
- pas wspomaga leczenie w przypadku rwy kulszowej
- w przebiegu chorób zwyrodnieniowo - zapalnych stawów pas ma działanie ochraniające i łagodzi bóle
- pas wzmacnia mięśnie brzucha i zapobiega opuszczeniu trzewi jamy brzusznej
- ma działanie ocieplające

#### Tabela rozmiarów

| ROZMIAR            | XS | S       | M        | L         | XL        | XXL       | XXXL  |
|--------------------|----|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| Obwód brzucha [cm] |    | 80 - 90 | 91 - 100 | 101 - 110 | 111 - 120 | 121 - 140 | > 140 |

#### Instrukcja używania:

##### Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu brzucha, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

##### Sposób zakładania:

Odpiąć rzep. Pas ułożyć obejmując brzuch i odcinek lędźwiowo - krzyżowy, tak by zapięcie na rzep przypadło z przodu. Pas zapiąć regulując indywidualnie w obrębie zapięcia.

**Uwaga! Nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzoną skórę.**

---

**Przechowywanie:**

W oryginalnym opakowaniu, suchym i zacienionym miejscu.

**Przepis prania:**

Prać ręcznie w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie prasować! Nie chlorować!

**Uwagi:****Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.**

W czasie noszenia pasa zalecane jest wykonywanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Ciągłe stosowanie pasa bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni brzucha.

**Pas zapinany jest na rzep.**

Szerokość pasa 22 cm.

**Produkt posiada dodatkowe opcje:**

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS , XXL , XXXL