

Link do produktu: <https://akmed.pl/wkladka-do-butow-igli-allround-light-p-7955.html>



## Wkładka do butów igli Allround Light

Numer katalogowy **9867**

Producent **Medi**

### Opis produktu

#### Zmniejszenie dolegliwości

- Dla butów wąskich
- Wygodne w noszeniu
- Rozkłada nacisk i odciąża

### Zmniejszenie dolegliwości i zwiększanie sprawności dzięki wsparciu dynamicznemu

Wiek, waga, obciążenie, natężenie treningu i dyscyplina sportu mają wpływ na bierne funkcje postawy i zabezpieczania narządu ruchu. Funkcje postawy i zabezpieczania mogą z biegiem czasu ulec osłabieniu i w ten sposób prowadzić do nieprawidłowego obciążenia i nadmiernego podrażnienia.

Sportowa wkładka ortopedyczna igli Allround Light zapewnia niezwykle właściwości wyściełające dzięki stabilności kształtu w połączeniu z elastycznością materiału z włókna węglowego. Wkłady przyczyniają się do wzmocnienia samopoczucia ciała i mają korzystny wpływ na pozycję stawów, napięcie mięśni oraz postawę ciała. Dzięki temu zapobiega się problemom związanym z nieprawidłową postawą i przeciążeniami, a także urazom, wyrównując ponadto drogę do zwiększonej sprawności w sporcie.

#### Zalety produktu

- Zmniejszona amortyzacja
- Odpowiednia do uprawiania sportu
- Zmiennie i indywidualnie konfigurowalna

#### Sposób działania

Optymalizacja sprawności  
Zmniejszenie dolegliwości związanych z daną dyscypliną sportu  
Celowe pobudzenie mięśni przez wkłady sensomotoryczne

#### Informacje techniczne

---

Włókno węglowe może być selektywnie podgrzewane za pomocą pistoletu ciepłego na części zewnętrznej i wewnętrznej łuku podłużnego wkładki, a także na częściach wewnętrznych włókna węglowego i może zostać łatwo podniesiony lub spłaszczony. Uformowanie ciepłe jest procesem nieodwracalnym - kształtowanie za pomocą zbyt dużej siły może prowadzić do naruszenia struktury węglowej

Nie używaj pieca ani nie nagrzewaj całego włókna węglowego za pomocą pistoletu termicznego, ponieważ w takim przypadku nie można zagwarantować zachowania kształtu pustych modeli

Trzpienie mogą być szlifowane w zależności od potrzeb

Okres przechowywania wkładek węglowych igli wynosi dwa lata

Przechowuj modele wkładek w temperaturze pokojowej i nie narażaj ich na działanie źródeł ciepła ani bezpośredniego światła słonecznego

### **Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa**

Wkładki należy nosić w dopasowanych butach

Regularnie sprawdzaj, czy Twoja wkładka gwarantuje funkcjonalność i skuteczność

Samodzielnie nie zmieniaj ustawienia trzpieni - jakiegokolwiek zmiany może dokonać tylko ekspert przeszkolony z systemu igli. Jeśli podczas noszenia produktu wystąpi nieuzasadniony ból lub nieprzyjemne uczucie, należy usunąć go natychmiast i skontaktować się z lekarzem lub fizjoterapeutą, technikiem ortopedycznym

Nie wolno zostawiać z dziećmi samych w wieku poniżej 6 lat z wkładkami, ponieważ mogą połączyć niewielkie części znajdujące się w zestawie.

Można je wyrzucać razem z odpadami domowymi.

### **Skład produktu**

Czarna mikrofibra

Vacusoft biały (około 35 ° Shore A)

Włókno węglowe

### **Instrukcja prania**

- Do czyszczenia wkładki używać wilgotnej ściereczki
- Nie używać do czyszczenia rozpuszczalników zawierających aceton
- Nie suszyć wkładek na grzejnikach ani wystawiać ich na bezpośrednie źródła ciepła
- Nie prać
- Nie suszyć w suszarce bębnowej
- Nie czyścić chemicznie

### **Wskazania**

- Płaskostopie
- Obniżony łuk podłużny
- Płaski łuk poprzeczny
- Stopa koślawa

### **Bezwzględne przeciwwskazania**

- Cukrzyca
- Neuropatie
- Parkinson
- Ciężka deformacja stóp

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48