

Link do produktu: <https://akmed.pl/opaska-elastyczna-stawu-kolanowego-bezszwowa-pt0307-p-2666.html>



## Opaska elastyczna stawu kolanowego, bezszwowa PT0307

Numer katalogowy	<b>PT0307</b>
Producent	<b>Pani Teresa</b>

### Opis produktu

#### WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- wczesna rehabilitacja stawów po złamaniach, operacjach i urazach
- wzmacnianie i ochrona stawów
- po zdjęciu opatrunków gipsowych
- wzmacnia aparat więzadłowy stawu przy wysiłku fizycznym

#### Tabela rozmiarów

ROZMIAR	S	M	L	XL
Obwód nogi nad kolanem [cm]	30 - 38	39 - 47	48 - 54	55 - 63

### Instrukcja używania:

#### Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu nogi nad kolanem, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

#### Sposób zakładania:

Opaskę naciągnąć od dołu na wysokość stawu kolanowego.

#### Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

---

**Przepis prania:**

Prać ręcznie w temperaturze 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia! Nie prasować! Nie chlorować!

**Uwagi:**

- Stosowanie opaski należy skonsultować z lekarzem.
- W czasie noszenia opaski zalecane jest wykonywanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Ciągłe stosowanie opaski bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni.
- Nie jest wskazane stosowanie wyrobu przez całą dobę.
- Nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzoną skórę.
- Nie stosować w przypadku niewłaściwego dobrania rozmiaru. Wyrób zbyt ciasny może pogorszyć krążenie krwi.

**Dostępne kolory:**

cielisty PT 0307C

czarny PT 0307CZ

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL