Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:00

Link do produktu: https://akmed.pl/jednostronny-pas-pachwinowy-z-pelota-pt0109-p-2703.html



Jednostronny pas pachwinowy z pelotą PT0109

Numer katalogowy	**PT0109**
Producent	**Pani Teresa**

Opis produktu

WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- u chorych z przepukliną pachwinową prostą lub skośną
- po operacji w przypadku słabego i wiotkiego aparatu mięśniowo – powięziowego nie dopuszcza do przemieszczania się trzewi na zewnątrz pierścienia kanału pachwinowego
- u pacjentów, których z różnych przyczyn nie można operować
- pas przeznaczony jest dla kobiet i mężczyzn

PRZECIWWSKAZANIA:

nie stosować w przypadku przepukliny nieodprowadzalnej, ponieważ pelota może stwarzać niebezpieczeństwo uszkodzenia ściany jelita

Tabela rozmiarów

ROZMIAR	S	M	L	XL	XXL
Obwód pasa [cm]	70 – 80	81 – 90	91 – 100	101 – 110	111 – 120

Instrukcja używania:

Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu pasa, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

Sposób zakładania:

W opakowaniu z pasem jednostronnym znajduje się jedna taśma główna z pelotą i jedna taśma kroczna. Taśmę główną należy zapiąć nieco poniżej pasa. Taśmę kroczną przypiąć z tyłu do taśmy głównej, a następnie przełożyć wzdłuż wewnętrznej części uda do przodu – dociskając odpowiednio przepuklinę pachwinową – przypiąć koniec taśmy krocznej do taśmy głównej z przodu. Ucisk pasa można regulować indywidualnie w obrębie zapięć na rzepowych.

Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, suchym i zacienionym miejscu.

Przepis prania:

- Prać ręcznie w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie prasować! Nie chlorować!
- Przed praniem wyjąć pelotę. Po praniu pelotę ponownie umieścić w tym samym miejscu.

Uwagi:

Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL
TYP: lewy , prawy