Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:00

Link do produktu: https://akmed.pl/obustronny-pas-pachwinowy-z-pelotami-pt0110-p-2704.html



# Obustronny pas pachwinowy z pelotami PT0110

| | |
|---|---|
| Numer katalogowy | **PT0110** |
| Producent | **Pani Teresa** |

## Opis produktu

**WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:**

- u chorych z przepukliną pachwinową prostą lub skośną
- po operacji w przypadku słabego i wiotkiego aparatu mięśniowo – powięziowego nie dopuszcza do przemieszczania się trzewi na zewnątrz pierścienia kanału pachwinowego
- u pacjentów, których z różnych przyczyn nie można operować
- pas przeznaczony jest dla kobiet i mężczyzn

**PRZECIWWSKAZANIA:**

- nie stosować w przypadku przepukliny nieodprowadzalnej, ponieważ pelota może stwarzać niebezpieczeństwo uszkodzenia ściany jelita

## Tabela rozmiarów

| ROZMIAR | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód pasa [cm] | 70 – 80 | 81 – 90 | 91 – 100 | 101 – 110 | 111 – 120 |

## Instrukcja używania:

**Dopasowanie rozmiaru:**

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu pasa, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

**Sposób zakładania:**

W opakowaniu z pasem obustronnym znajdują się jedna taśma główna z dwoma pelotami i dwie taśmy kroczne. Taśmę główną należy zapiąć nieco poniżej pasa. Taśmę kroczną przypiąć z tyłu do taśmy głównej, a następnie przełożyć wzdłuż wewnętrznej części uda do przodu – dociskając odpowiednio przepuklinę pachwinową – przypiąć koniec taśmy krocznej do taśmy głównej z przodu. Drugą taśmę kroczną przypiąć analogicznie. Ucisk pasa można regulować indywidualnie w obrębie zapięć rzepowych.

**Przechowywanie:**

W oryginalnym opakowaniu, suchym i zacienionym miejscu.

**Przepis prania:**

- Prać ręcznie w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie prasować! Nie chlorować!
- Przed praniem wyjąć peloty. Po praniu peloty ponownie umieścić w tych samych miejscach.

**Uwagi:**

Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar**: L , M , S , XL , XXL