Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:57

Link do produktu: https://akmed.pl/orteza-stabilizujaca-kregoslup-lumbamed-active-p-7824.html



# Orteza stabilizująca kręgosłup Lumbamed® active

| | |
|---|---|
| Numer katalogowy | **9734** |
| Producent | **Medi** |

## Opis produktu

**Orteza stabilizująca kręgosłup lędźwiowy**

- Łatwe użycie dzięki zintegrowanym szlufkom na dłonie
- Przepuszczająca powietrze tkanina

## Orteza lędźwiowa z przepuszczajacej powietrze tkaniny

Lumbamed active to orteza lędźwiowa.
Produkt ma zastosowanie wyłącznie ortopedyczne w leczeniu dolnej części kręgosłupa. Stosować tylko na nienaruszoną skorę.

**Zalety produktu**

- Odciążenie odcinka lędźwiowego poprzez efekt stabilizujący
- Ucisk proprioceptywny zmniejsza napięcie mięśniowe i łagodzi ból

**Sposób działania**

Odcinek lędźwiowy kręgosłupa zostaje odczuwalnie odciążony, a mięśnie grzbietu wsparte. Bóle w krzyżu i - naprężenia mięźnie są łagodzone.
Zawarte w bandażu 4 anatomicznie uformowane sprężyny napinające o zadanym kącie pochylenia 35 ° mogą być inywidualnie ustawiane, tak że zapewnione jest doskonałe dopasowanie do anatomii obszaru krzyżowo lędźwiowego. Dzięki specjalnemu składowi nowoczesnego materiału podszewki wilgoć jest szybko i w całości przenoszona z powierzchni ciała na stronę zewnętrzną pasa.
Nawet przy śilnym poceniu się zapewniony zostaje komfort noszenia.

**Instrukcja dotycząca zakładania**

Bandaż należy owinąć dookoła ciała. W tym celu palce należy włożyć w przeznaczone do tego pętelki.

Następnie lewą stronę zapięcia przyciskamy do brzucha a prawą stronę zapięcia nakładamy na nią na taką odległość, aby ich powierzchnie się sczepiły
Rozpinając najpierw wyjąć palce z lewej a następnie z prawej pętelki.
Zawsze ubievamy bandaża pod ubranie.

**Skład produktu:** Poliester, Poliamid, Eelastan, Skóropodobna, Bawełna

**Instrukcja prania**

Paski z rzepami należy przed praniem zapiąć. Środki zmiękczające, oleje, mleczka i maści mogą uszkodzić materiał gorsetu. Resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał.
Produkt należy prać ręcznie, najlepiej środkiem do mycia marki medi clean, lub w pralce w programie do tkanin delikatnych w temperaturze 30°C, używając środka do prania tkanin delikatnych bez płynu zmiękczającego.

- Nie wybielać.
- Suszyć tradycyjnie.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.

**Wskazania**

- Ostrzał spowodowany zaburzeniami małych stawów kręgowych
- Statomotoryczno-mięśniowy dysbalans w obszarze lędźwiowym
- Urazy wiązadeł
- Zespół dyskopatii
- Lekkie rozluźnienie struktury odcinka lędźwiowego np. w ramach choroby kości, zesztywnienie kręgosłupa oraz zapalenie stawów kręgosłupa

**Przeciwwskazania**

- Dotychczasowo nieznane

**Rozmiar**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| obwód w pasie (cm) | 70 – 82 | 82 – 95 | 95 – 108 | 108 – 121 | 121 – 134 |
| rozmiar | I | II | III | IV | V |
| numer artykułu | K.230.Δ01 | K.230.Δ02 | K.230.Δ03 | K.230.Δ04 | K.230.Δ05 |

Δ = uzupełnić kolor: 7 = biały, 5 = czarny

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar**: I , II , III , IV , V
**Kolor**: biały , czarny