Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:13

Link do produktu: https://akmed.pl/orteza-stawu-kolanowego-ze-stalkami-pt0325-p-2670.html



Orteza stawu kolanowego ze stalkami PT0325

Numer katalogowy	**PT0325**
Producent	**Pani Teresa**

Opis produktu

WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- w zespołach bólowych i obrzękach
- w przewlekłych pourazowych i pooperacyjnych stanach zapalnych
- podczas rehabilitacji
- w celu wzmocnienia i bocznej stabilizacji stawu
- w profilaktyce urazów i przeciążeń, ochrona przed kontuzjami stawu podczas wzmożonego wysiłku fizycznego lub uprawiania sportu

Orteza jest profilowana anatomicznie.

Tabela rozmiarów

ROZMIAR	S	M	L	XL
Obwód nogi nad kolanem [cm]	30 – 38	39 – 47	48 – 54	55 – 63

Instrukcja używania:

Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu miejsca wskazanego w tabeli, a następnie wybrać rozmiar.

Sposób zakładania:

Naciągnąć ortezę na nogę, na wysokość stawu kolanowego tak, aby stalki i wewnętrzne taśmy z silikonem przypadały po bokach kolana. Silikonowy system antypoślizgowy pomaga zapobiegać opuszczaniu się ortezy i zbieraniu dzianiny w dole podkolanowym oraz podnosi komfort użytkowania, bez konieczności częstego poprawiania położenia miękkiej ortezy.

Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

Przepis prania:

Uwagi:

- Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.
- O czasie stosowania wyrobu decyduje lekarz.
- W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry podczas noszenia wyrobu, wyrób natychmiast zdjąć i skonsultować się z lekarzem. Ciągłe stosowanie wyrobu, bez wykonywania ćwiczeń wzmacniających mięśnie, może doprowadzić do osłabienia mięśni.
- Nie jest wskazane stosowanie wyrobu przez całą dobę.
- Nie stosować wyrobu na uszkodzoną lub chorobowo zmienioną skórę.
- Nie stosować wyrobu jeżeli wcześniej użyto np. maści, żeli, kremów rozgrzewających.
- Nie stosować w przypadku niewłaściwego dobrania rozmiaru. Wyrób zbyt ciasny może pogorszyć krążenie krwi.
- Brak codziennej higieny osobistej lub niewłaściwa konserwacja wyrobu mogą spowodować otarcia naskórka, powstawanie odczynów alergicznych związanych ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL