Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:13

Link do produktu: https://akmed.pl/pas-brzuszno-ledzwiowo-krzyzowy-opl161-p-2556.html



Pas brzuszno - lędźwiowo - krzyżowy OPL161

Numer katalogowy	**OPL161**
Producent	**Orliman**

Opis produktu

Orteza tułowia zapinana w przednio-bocznej części tułowia, wykonana z kombinacji półelastycznego i nieelastycznego wzbogacanego bawełną materiału, posiada w części brzusznej i bocznej łatwo dopasowujące się do kształtów anatomicznych ciała podwójne stalki, w części tylnej wyprofilowane anatomicznie stalowe i grube stalki, ponadto system taśm dociągowych zwiększający siłę dociągu, dwa rodzaje taśm: a) nieelastyczne powrotne oraz b) elastyczne skierowane skośnie w dół, wszystkie taśmy zapinane są na taśmy velcro specjalny krój przedniej ściany pasa dla osób z rozluźnieniem powłok brzusznych.

Zastosowanie:
Lumbago i rwa lędźwiowa, choroby krążka międzykręgowego, Spondyloza i spondyloartroza, naciągnięcie lub naderwanie mięśni/ścięgien podtrzymujących kręgosłup w odcinku lędźwiowo-krzyżowym, leczenie pooperacyjne i pourazowe, rozciągnięcie i obniżenie powłok brzusznych,

Zakładanie:

1. Poluzować taśmy dociągowe, odpinając w tym celu zapięcia micro-velcro, oraz rozpiąć i otworzyć zamek błyskawiczny.
2. Założyć pas wokół pleców na wysokości odcinka lędźwiowo-krzyżowego, upewniając się przy tym, że usytuowany jest on centralnie w stosunku do wyrostków kolczystych kręgosłupa.
3. Następnie zabezpieczyć go, przymocowując w odpowiednich miejscach zapięcia micro-velcro.
4. Zasunąć zamek błyskawiczny oraz odpowiednio naciągnąć i zamocować w niskich partiach brzucha półsztywne taśmy dolne.
5. Na takiej samej zasadzie zapiąć na wysokości jamy brzusznej półsztywne taśmy górne. W razie potrzeby istnieje możliwość skrócenia długości taśm dociągowych. W tym celu zdejmujemy ich końcówki i, po odpowiednim przycięciu taśm, ponownie umieszczamy je na swoim miejscu.
6. Założyć taśmy dociągowe, odpowiednio naciągając przy tym ich końce, a następnie przymocować je na wysokości dolnej części brzucha przy użyciu zapięcia micro-velcro.

Dobór:
produkt powinien być dopasowany przez osobę odpowiednio wykwalifikowaną, dobór rozmiaru winien następować według tabeli rozmiarowej, ponieważ za duży ucisk może spowodować utrudnienia w krążeniu i zaburzyć pracę mięśni, w związku z czym radzimy regulować go aż do uczucia optymalnego przylegania produktu do ciała.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	1	2	3	4

Obwód (największy) pasa lub bioder (cm)	132-142	142-152	152-162	162-172

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 1 , 2 , 3 , 4