Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:12

Link do produktu: https://akmed.pl/polsztywny-kolnierz-ortopedyczny-am-km-p-2409.html




# Półsztywny kołnierz ortopedyczny AM-KM

| | |
|---|---|
| Numer katalogowy | **AM-KM** |
| Producent | **Reh4Mat** |

## Opis produktu

### Charakterystyka wyrobu

Kołnierz ortopedyczny typu Schanza AM-KM wykonany jest z pianki poliuretanowej, pokryty bawełnianą dzianiną ortopedyczną. Zapinany jest przy pomocy taśmy VELCRO, służącej do regulacji obwodu.

### Właściwości

Stabilizuje i odciąża kręgosłup w odcinku szyjnym, odciąża mięśnie szyi, Wskazania, okres stosowania zależne od decyzji lekarza prowadzącego.

### Przeznaczenie

- Po przebytych urazach kręgosłupa szyjnego ( skręcenia, stłuczenia).
- w rehabilitacji po przebytych złamaniach kręgosłupa szyjnego leczonych zachowawczo i operacyjnie
- w ostrych i przewlekłych zespołach bólowych szyi i barków spowodowanych urazem, przeciążeniem lub zmianami zwyrodnieniowymi
- w zmianach zwyrodnieniowych kręgosłupa szyjnego połączonych z objawami neurologicznymi (radikulopatia szyjna, parestezje kończyn górnych, zawroty głowy i zaburzenia równowagi
- w bólach głowy i szumach usznych pochodzenia szyjnego
- w kręczu szyi spowodowanym różnymi przyczynami
- w bólach głowy i szumach usznych pochodzenia szyjnego
- w kręczu szyi spowodowanym różnymi przyczynami

### Przeciwskazania

Zbyt ciasne założenie ortezy może prowadzić do nasilenia dolegliwości, zbyt luźne powoduje brak założonego działania. Uczucie duszności i dyskomfort, nasilenie istniejących dolegliwości może znacznie ograniczyć lub nawet uniemożliwić stosowanie ortezy ( szczególnie u osób z przerostem tarczycy, przy znacznej otyłości, przy nasilonych zaburzeniach nerwicowych) – po uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym. Należy szczególnie kontrolować prawidłowość stosowanie ortezy zgodnie z zaleceniami u dzieci, osób z zaburzeniami pamięci, chorych psychicznie. W przypadku zmian na skórze w miejscach przylegania (otarcia naskórka, zranienia, egzemy skórne) stosowanie ortezy jest ograniczone – możliwe po założeniu opatrunku

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar**: L , M , S