Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:58

Link do produktu: https://akmed.pl/push-ortho-afo-orteza-stopowo-podudziowa-p-7334.html



# Push ortho AFO orteza stopowo-podudziowa

| | |
|---|---|
| Numer katalogowy | **10117** |
| Producent | **Push** |

## Opis produktu

**Charakterystyka**

Push AFO zapewnia doskonałe wsparcie w przypadku zaburzeń podnoszenia stopy podczas chodu. Innowacyjna konstrukcja zapewnia naturalny wzorzec chodu, a także umożliwia powrót do bezpiecznego i sprawnego chodzenia. Push AFO jest ortezą skokowo-stopową, która dzięki wyjątkowemu połączeniu funkcji podnosi stopę podczas fazy przenoszenia, opóźnia zgięcie podeszwowe po oparciu pięty o podłoże, a następnie umożliwia swobodą rotację. Orteza zapewnia również stabilizację boczną stawu skokowego. Elastyczne taśmy ortezy Push AFO są regulowane. Dzięki temu można dostosowywać stopień dynamicznego uniesienia stopy w fazie przenoszenia do indywidualnych potrzeb użytkownika. W przypadku oparcia pięty o podłoże hamująca funkcja taśm elastycznych zapewnia prawidłową kontrolę w zakresie zgięcia podeszwowego. W fazie podparcia orteza Push AFO pozwala na zgięcie i wyprost stawu skokowego i pozwala na to, że podczas rotacji przodostopia wyzwalana jest funkcja (resztkowa) mięśni łydek. W ten sposób wzorzec chodu jest sprawny i naturalny. Tam, gdzie normalnie but zapewnia mocowanie ortezy wokół stopy, orteza Push AFO posiada własny system mocowania w postaci taśmy. Ta innowacyjna konstrukcja sprawia, że ortezy Push AFO można nosić w lekkim obuwiu, np. w kapciach po domu.

**Wskazania**

- Zmniejszona kontrola nad elementami mechanizmu podnoszenia stopy w fazie przenoszenia i amortyzacji (zetknięcie pięty z podłożem / wypłaszczenie stopy), ewentualnie w kombinacji ze stabilizacją stawu skokowego
- Dolegliwości, w przypadku których może dojść do uszkodzenia elementów mechanizmu podnoszenia stopy, to: udar mózgu, przepuklina, stwardnienie rozsiane, zespół Post-Polio, dystrofia mięśniowa, urazy rdzenia kręgowego

**Przeciwwskazania**

- Zanik lub brak kontroli nad mięśniami łydek
- Spastyczność umiarkowana do poważnej
- Skrajne ustawienie końskie stopy
- Deformacje stopy

**Strona: lewa/prawa**

| Rozmiar | Obwód w cm | Rozmiar buta |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 27-31 | 36-41 |
| 2 | 31-34 | 39-44 |
| 3 | 34-40 | 42-47 |

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar**: 1 , 2 , 3
**TYP**: lewy , prawy