Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:57

Link do produktu: https://akmed.pl/stabilizator-barku-medi-shoulder-fix-p-7839.html



Stabilizator barku medi Shoulder fix

Numer katalogowy	**9749**
Producent	**Medi**

Opis produktu

Stabilizator do unieruchomienia barku

- Łatwe zakładanie i zdejmowanie
- Wczesne ruchy funkcjonalne dzięki inteligentnej konstrukcji

Wsparcie rotacji do wewnątrz - odwiedzenie 0°

medi Arm fix to orteza stabilizująca bark. Produkt ma zastosowanie wyłącznie ortopedyczne w leczeniu stawu barkowego. Stosować tylko na nienaruszoną skórę.

Zalety produktu

- Prawie całkowite unieruchomienie stawu barkowego i łokciowego
- Korekcja nieprawidłowego ustawienia z centrowaniem głowy kości ramiennej w panewce stawu barkowego
- Łagodzenie bólu w leczeniu zachowawczym i po zabiegach chirurgicznych

Instrukcja dotycząca zakładania

Proszę założyć szeroki pas poniżej klatki piersiowej i zapiąć go.
Proszę unieruchomić ramię po stronie barku, który doznał obrażeń, paskiem na górnej części ramienia. Proszę umocować kieszeń na przedramię na pasie brzusznym. Następnie otworzyć kieszeń i włożyć w nią ramię, które doznało obrażeń. Na koniec proszę zapiąć kieszeń. Proszę przełożyć dłoń od strony barku, który doznał obrażeń, przez mankiet i przypiąć go na pasie brzusznym.
Proszę przełożyć wąski pasek przez zdrowy bark i połączyć go z kieszenią na przedramię. Następnie proszę tak uregulować taśmę paska, aż nastąpi odciążenie ramienia, które doznało obrażeń.

Skład produktu: Poliamid

Instrukcja prania

Przed praniem należy pamiętać o zapięciu mocowania na rzep. Resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał.
Produkt należy prać ręcznie, najlepiej środkiem do mycia marki medi clean, lub w pralce w programie do tkanin delikatnych w temperaturze 30°C, używając środka do prania tkanin delikatnych bez płynu zmiękczającego.

- Nie wybielać.
- Suszyć tradycyjnie.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.

Wskazania

- Terapia proksymalnych złamań głowy kości ramiennej
- Terapia złamań łopatki
- Terapia po zwichnięciu stawu barkowoobojczykowego
- Terapia bolesnych zmian zwyrodnieniowych stawu barkowego
- Terapia w przypadku zespołu bolesnego barku
- Terapia w przypadku zwyrodnieniowych zmian stawu barkowo- obojczykowego
- Terapia po zastosowaniu protez stawu barkowego
- Terapia po zwichnięciu barku
- Terapia w przypadku przewlekłego podwichnięcia barku
- Terapia złamań dystalnej części kości ramiennej

Przeciwwskazania

- Leczenie zachowawcze i pooperacyjne tylnego zwichnięcia stawu barkowego

Rozmiar

	medi Arm fix mini	medi Shoulder fix	medi Arm fix maxi
szerokość (cm)	12	16	12
obwód brzucha (cm)	do 85	85 – 125	125 – 140
numer artykułu	R.050.619	R.060.419	R.050.519

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: medi Arm fix Maxi (pasek brzuszny 12 cm) , medi Arm fix Mini (pasek brzuszny 12 cm) , medi Shoulder fix (pasek brzuszny 16 cm)
Kolor: szary