Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:13

Link do produktu: https://akmed.pl/szyna-kciuka-orliman-opl354-di-opl355-di-p-2547.html



Szyna kciuka ORLIMAN OPL354 D/I – OPL355 D/I

Numer katalogowy	**OPL354 D/I – OPL355 D/I**
Producent	**Orliman**

Opis produktu

Stabilizator nadgarstka wykonany jest z półsztywnego, półprzepuszczalnego materiału, o zewnętrznej perforowanej strukturze wyłożonego od wewnątrz frotte. Posiada aluminiową szynę kciukową, która może być modelowana. Oba brzegi stabilizatora po stronie grzbietowej połączone są materiałem z dodatkiem Lycry, zapinanie na taśmy velcro przeciągane przez sprzączki.

Zastosowanie:
skręcenia, zapalenie ścięgna, choroby zwyrodnieniowe i zapalenie stawów kciuka, leczenie pooperacyjne i pourazowe.

Dobór:
Produkt powinien być dopasowany przez osobę odpowiednio wykwalifikowaną, dobór rozmiaru winien następować według tabeli rozmiarowej, ponieważ za duży ucisk może spowodować utrudnienia w krążeniu i zaburzyć pracę mięśni, w związku z czym radzimy regulować go aż do uczucia optymalnego przylegania produktu do ciała.

Dopasowanie:

1. Rozluźnić taśmy znajdujące się w części grzbietowej ortezy oraz kciuka, odpinając w tym celu zapięcia micro-velcro.
2. Nadać aluminiowej szynie kształt zapewniający uzyskanie żądanego kąta zgięcia oraz ustawienia kciuka.
3. Wsunąć dłoń do ortezy, umieszczając kciuk w przeznaczonym na niego otworze. Należy upewnić się przy tym, że szyna pozostaje odpowiednio wycentrowana w stosunku do osi kciuka.
4. Dociągnąć i zapiąć taśmy w taki sposób, aby zapewnić mocne i wygodne zapięcie.

Kolor:czarny: OPL354 D (prawy)/ OPL354 I (lewy) // beżowy: OPL355 D (prawy)/ OPL355 I (lewy)

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	1	2	3
Obwód nadgarstka (cm)	19-21	21-23	23-25

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 1 , 2 , 3
Kolor: beżowy , czarny
TYP: lewy , prawy