Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:11

Link do produktu: https://akmed.pl/szyna-odwodzaca-bark-medi-sas-multi-p-7845.html



Szyna odwodząca bark medi SAS® multi

Numer katalogowy	**9755**
Producent	**Medi**

Opis produktu

Szyna odwodząca bark

- Indywidualna regulacja dzięki oddzielnemu klinowi
- Bezpieczne wsparcie nawet w pozycji leżącej
- Ćwiczenia przedramienia przez podpórkę dłoni

Szyna odwodząca bark

medi SAS multi jest poduszką odwodzącą bark. Produkt należy stosować wyłącznie jako zaopatrzenie ortetyczne barku i jedynie na nieuszkodzoną skórę.

Zalety produktu

- Zapobiega zrostowi części pachowej
- Odciąża przestrzeń podbarkową
- Zapewnia wsparcie rąbka brzusznego i torebki stawowej

Instrukcja dotycząca zakładania

Pierwsze założenie ortezy następuje najczęściej w sali operacyjnej.
Jeżeli to możliwe, zdejmowanie i zakładanie ortezy powinno odbywać się na stole. Należy przy tym przestrzegać następujących wskazań:
Zapięcia samozatrzaskowe przedniej części poduszki powinny być otwarte.
Pas barkowy położyć na stole.
Proszę włożyć operowane ramię do otwartej kieszeni.
Następnie proszę zapiąć kieszeń.
W celu zapewnienia dodatkowego zabezpieczenia proszę stosować również dołączony rzep.
W razie wskazań należy zapinać na rzep zewnętrzny klin rotacyjny.
Należy koniecznie upewnić się, że wskazania obejmują również położenie w rotacji zewnętrznej.
Proszę poprowadzić pas biodrowy z tyłu za plecami w kierunku do przodu i zapiąć zapięcie samozatrzaskowe.

Proszę poprowadzić pas barkowy poprzez zdrowy bark do przodu. Dłoń po stronie dotkniętej urazem powinna sięgać końcówki zapięcia.
Teraz należy wejść w otwór pomiędzy pasem barkowym a pachowym.
Jako ostatni krok, proszę zapiąć zapięcie samozatrzaskowe.
Jeżeli mają Państwo w domu kogoś do pomocy, zakładanie pasa barkowego można przeprowadzić w prostszy sposób. Należy powiedzieć osobie pomagającej, aby całkowicie zdjęła pas barkowy (otworzyć zapięcia samozatrzaskowe). Teraz może ona pomóc Państwu założyć pas barkowy tak, jak zakłada się kurtkę.
Następnie należy postępować w sposób, jak opisano powyżej. Pas barkowy zostanie wtedy zapięty tylko na poduszce. Jeżeli nocą pojawi się wrażenie, że ramię lub bark nie są bezpiecznie ułożone, można wsunąć pod ortezę poduszkę lub nieco mocniej ściągnąć pasek wokół bioder.
Produkt zasadniczo należy stosować za zaleceniem lekarza, a pierwsze założenie opaski powinno nastąpić po poinstruowaniu pacjenta przez personel specjalistyczny np. przez technika ortopedycznego. Fachowe i indywidualne dopasowanie opaski zapewnia skuteczność jej zastosownia i komfort przy noszeniu. Równoczesne używanie opaski wraz z innymi produktami należy uzgodnić z lekarzem prowadzącym leczenie.

Wskazówki dotyczące noszenia

Zmiana ustawienia kąta stawu możliwa jest wyłącznie na polecenie lekarza prowadzącego.

Skład produktu: Pianka poliuteranowa, Poliamid

Instrukcja prania

Produktu nie należy nosić w wodzie.
Resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał.
Poszewkę poduszki, torbę i pasy najlepiej prać ręcznie przy użyciu środka do mycia medi clean lub w pralce w programie do tkanin delikatnych w temperaturze 30°C, używając środka do prania tkanin delikatnych bez płynu zmiękczającego.

- Nie wybielać.
- Suszyć na powietrzu.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.

Wskazania

- Unieruchomnienie po zabiegu implantacji protez barku
- Unieruchomnienie po rekonstrukcji rozdartego pierścienia rotatorów
- Unieruchomnienie po operacji złamania główki kości ramiennej

Przeciwwskazania

- Brak

Rozmiar

długość od łokcia do kostek dłoni (cm)	do 34 powyżej 35
rozmiar	S L
numer artykułu	R.022.◊09 R.023.◊09

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , S
Kolor: szary