Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:55

Link do produktu: https://akmed.pl/wkladka-do-butow-igli-allround-p-7954.html



# Wkładka do butów igli Allround

| | |
|---|---|
| Numer katalogowy | **9866** |
| Producent | **Medi** |

## Opis produktu

**Indywidualne odciążenie, pobudzenie pracy mięśni**

- Dla różnych zastosowań
- Wygodne w noszeniu
- Rozkłada nacisk i odciąża

## Zmniejszenie bólu i indywidualne odciążenie

Wiek, waga, obciążenie, sposób poruszania się i jego nasilenie mają wpływ na bierne funkcje postawy i zabezpieczania narządu ruchu. Takie czynniki jak twarde podłoża, ciasne buty, nieprawidłowe obciążenie oraz brak ruchu i treningu mięśni stopy dodatkowo sprzyjają tym niekorzystnym efektom.
Wkładka ortopedyczna igli Allround zapewnia dynamiczne wsparcie i odciążenie stopy dzięki stabilności kształtu w połączeniu z elastycznością materiału z włókna węglowego. Pobudza to mięśnie do pracy, przez co stopa podlega fizjologicznemu treningowi. Sensomotorycznie aktywujące wkłady wzmacniają samopostrzeganie ciała. Ma to korzystny wpływ na pozycję stawów, napięcie mięśni oraz postawę ciała.

**Zalety produktu**

- Zmniejszona amortyzacja
- Odpowiednia do uprawiania sportu

**Sposób działania**

Optymalizacja sprawności
Zmniejszenie dolegliwości związanych z daną dyscypliną sportu
Celowe pobudzanie mięśni przez wkłady sensomotoryczne

**Informacje techniczne**

Włókno węglowe może być selektywnie podgrzewane za pomocą pistoletu cieplnego na części zewnętrznej i wewnętrznej łuku podłużnego wkładki, a także na częściach wewnętrznych włókna węglowego i może zostać  łatwo podniesiony lub spłaszczony. Uformowanie cieplne jest procesem nieodwracalnym - kształtowanie za pomocą zbyt dużej siły może prowadzić do naruszenia

struktury węglowej
Nie używaj pieca ani nie nagrzewaj całego włókna węglowego za pomocą pistoletu termicznego, ponieważ w takim przypadku nie można zagwarantować zachowania kształtu pustych modeli
Trzpienie mogą być szlifowane w zależności od potrzeb
Okres przechowywania wkładek węglowych igli wynosi dwa lata
Przechowuj modele wkładek w temperaturze pokojowej i nie narażaj ich na działanie źródeł ciepła ani bezpośredniego światła słonecznego

**Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa**

Wkładki należy nosić w dopasowanych butach
Regularnie sprawdzaj, czy Twoja wkładka gwarantuje funkcjonalność i skuteczność
Samodzielnie nie zmieniaj ustawienia trzpieni - jakiekolwiek zmiany może dokonać tylko ekspert przeszkolony z systemu igli
Jeśli podczas noszenia produktu wystąpi nieuzasadniony ból lub nieprzyjemne uczucie, należy usunać go natychmiast i skontaktować się z lekarzem lub fizjoterapeutą, technikiem ortopedycznym
Nie wolno zostawiać z dzieci samych w wieku poniżej 6 lat z wkładkami, ponieważ możgą połknąć niewielkie części znajdujace się w zestawie.
Można je wyrzucać razem z odpadami domowymi.

**Skład produktu**

Czarna mikrofibra
Thermosoft żółty (około 40 ° Shore A)
Włókno węglowe

**Instrukcja prania**

- Do czyszczenia wkładki używać wilgotnej ściereczki
- Nie używać do czyszczenia rozpuszczalników zawierających aceton
- Nie suszyć wkładek na grzejnikach ani wystawiać ich na bezpośrednie źródła ciepła
- Nie prać
- Nie suszyć w suszarce bębnowej
- Nie czyścić chemicznie

**Wskazania**

- Płąskostopie
- Obnizony łuk podłużny
- Płaski łuk poprzeczny
- Stopa koślawa

**Bezwzględne przeciwwskazania**

- Cukrzyca
- Neuropatie
- Parkinson
- Ciężka deformacja stóp

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar**: 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50