Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:55

Link do produktu: https://akmed.pl/wkladka-do-butow-igli-allround-light-p-7955.html



Wkładka do butów igli Allround Light

Numer katalogowy	**9867**
Producent	**Medi**

Opis produktu

Zmniejszenie dolegliwości

- Dla butów wąskich
- Wygodne w noszeniu
- Rozkłada nacisk i odciąża

Zmniejszenie dolegliwości i zwiększanie sprawności dzięki wsparciu dynamicznemu

Wiek, waga, obciążenie, natężenie treningu i dyscyplina sportu mają wpływ na bierne funkcje postawy i zabezpieczania narządu ruchu. Funkcje postawy i zabezpieczania mogą z biegiem czasu ulec osłabieniu i w ten sposób prowadzić do nieprawidłowego obciążenia i nadmiernego podrażnienia.
Sportowa wkładka ortopedyczna igli Allround Light zapewnia niezwykłe właściwości wyścielające dzięki stabilności kształtu w połączeniu z elastycznością materiału z włókna węglowego. Wkłady przyczyniają się do wzmocnienia samopostrzegania ciała i mają korzystny wpływ na pozycję stawów, napięcie mięśni oraz postawę ciała. Dzięki temu zapobiega się problemom związanym z nieprawidłową postawą i przeciążeniami, a także urazom, wyrównując ponadto drogę do zwiększonej sprawności w sporcie.

Zalety produktu

- Zmniejszona amortyzacja
- Odpowiednia do uprawiania sportu
- Zmiennie i indywidualnie konfigurowalna

Sposób działania

Optymalizacja sprawności
Zmniejszenie dolegliwości związanych z daną dyscypliną sportu
Celowe pobudzanie mięśni przez wkłady sensomotoryczne

Informacje techniczne

Włókno węglowe może być selektywnie podgrzewane za pomocą pistoletu cieplnego na części zewnętrznej i wewnętrznej łuku podłużnego wkładki, a także na częściach wewnętrznych włókna węglowego i może zostać łatwo podniesiony lub spłaszczony.
Uformowanie cieplne jest procesem nieodwracalnym - kształtowanie za pomocą zbyt dużej siły może prowadzić do naruszenia struktury węglowej
Nie używaj pieca ani nie nagrzewaj całego włókna węglowego za pomocą pistoletu termicznego, ponieważ w takim przypadku nie można zagwarantować zachowania kształtu pustych modeli
Trzpienie mogą być szlifowane w zależności od potrzeb
Okres przechowywania wkładek węglowych igli wynosi dwa lata
Przechowuj modele wkładek w temperaturze pokojowej i nie narażaj ich na działanie źródeł ciepła ani bezpośredniego światła słonecznego

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Wkładki należy nosić w dopasowanych butach
Regularnie sprawdzaj, czy Twoja wkładka gwarantuje funkcjonalność i skuteczność
Samodzielnie nie zmieniaj ustawienia trzpieni - jakiekolwiek zmiany może dokonać tylko ekspert przeszkolony z systemu igli
Jeśli podczas noszenia produktu wystąpi nieuzasadniony ból lub nieprzyjemne uczucie, należy usunać go natychmiast i skontaktować się z lekarzem lub fizjoterapeutą, technikiem ortopedycznym
Nie wolno zostawiać z dzieci samych w wieku poniżej 6 lat z wkładkami, ponieważ możgą połknąć niewielkie części znajdujace się w zestawie.
Można je wyrzucać razem z odpadami domowymi.

Skład produktu

Czarna mikrofibra
Vacusoft biały (około 35 ° Shore A)
Włókno węglowe

Instrukcja prania

- Do czyszczenia wkładki używać wilgotnej ściereczki
- Nie używać do czyszczenia rozpuszczalników zawierających aceton
- Nie suszyć wkładek na grzejnikach ani wystawiać ich na bezpośrednie źródła ciepła
- Nie prać
- Nie suszyć w suszarce bębnowej
- Nie czyścić chemicznie

Wskazania

- Płąskostopie
- Obnizony łuk podłużny
- Płaski łuk poprzeczny
- Stopa koślawa

Bezwzględne przeciwwskazania

- Cukrzyca
- Neuropatie
- Parkinson
- Ciężka deformacja stóp

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48