

Link do produktu: <https://akmed.pl/anatomiczna-orteza-podudzia-z-ochraniaczem-na-golen-as-pu-01-p-2133.html>

Anatomiczna orteza podudzia z ochraniaczem na goleń AS-PU-01



Numer katalogowy	AS-PU-01
------------------	-----------------

Producent	Reh4Mat
-----------	----------------

Opis produktu

Charakterystyka wyrobu

Orteza podudzia należy do grupy 4SPORT, została wykonana z innowacyjnego surowca **CottonFit**. Jest to bardzo nowatorskie podejście do produkcji wyrobów ortopedycznych. Surowiec ten jest surowcem trójwarstwowym składającym się elastycznego spandexu, elastycznego rdzenia wewnętrznego oraz z puszystej, bawełnianej dzianiny CottonPlusz. Jego wewnętrzny rdzeń odpowiada za właściwą kompresję i dopasowanie wyrobu do ciała pacjenta oraz redukcję drgania mięśni powstającego w trakcie zwiększonego wysiłku fizycznego. Wewnętrzna warstwa z CottonPluszu odpowiada za utrzymanie właściwego klimatu przy skórze oraz skuteczne odprowadzanie potu, a jej struktura gwarantuje aksamitną miękkość w dotyku. Surowiec ten jest przyjazny dla skóry pacjenta oraz posiada atest Oeko-Tex Standard 100.

Właściwości

Ochronia goleń i podudzie przed urazami podczas uprawiania sportów kontaktowych. Łagodzi dolegliwości bólowe mięśni podudzia spowodowane przeciążeniem i przebytymi urazami. Poprzez utrzymywanie stabilnej temperatury i elastyczny ucisk ma działanie zmniejszające obrzęki, ułatwia wchłanianie wysięków i krwiaków po przebytych urazach. Umożliwia szybszy powrót do treningów. Wskazania i zasady stosowania określa lekarz prowadzący.

Przeznaczenie

- profilaktycznie – ochrona goleni i podudzia w sportach kontaktowych
- w zespołach bólowych mięśni podudzia spowodowanych urazami lub przeciążeniem (nadmiernym treningiem lub ciężką pracą fizyczną)
- w obrzękach podudzia spowodowanych przebytymi urazami lub przeciążeniem (nadmiernym treningiem lub ciężką pracą fizyczną).

Przeciwwskazania

W przypadku występowania obrzęków stopy stosowanie ortezy jest możliwe jedynie po założeniu prawidłowo dobranych podkolanówek przeciwwyłakowych z II* ucisku. W przypadku zmian na skórze w miejscach przylegania (otarcia naskórka, zranienia, egzemy skórne) konieczne jest skontaktowanie z lekarzem prowadzącym. Stosowanie ortezy jest ograniczone – możliwe po założeniu opatrunku.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , XL , XXL , XXXL