

Link do produktu: <https://akmed.pl/anatomiczna-orteza-stawu-kolanowego-z-fiszbinami-ortopedycznymi-i-pierscieniem-silikonowym-odciazajacym-rzepke-as-skf-p-2111.html>



Anatomiczna orteza stawu kolanowego z fiszbinami ortopedycznymi i pierścieniem silikonowym odciążającym rzepkę AS-SK/F

Numer katalogowy	AS-SK/F
Producent	Reh4Mat

Opis produktu

Charakterystyka wyrobu

AS-SK/F to aktywna orteza do odciążenia i stabilizacji stawu kolanowego, gdy występuje jego niestabilność, opuchlizna lub ból. Stabilizuje ona staw, uśmierza ból i wspomaga szybszą mobilizację.

W wyrobie zastosowano żelową wkładkę funkcyjną wokół rzepki, dzięki czemu wyznacza ona nowe standardy w zakresie zaopatrzenia ortopedycznego.

W wyrobie zastosowano boczne fiszbiny ortopedyczne, dodatkowo stabilizujące bocznie staw kolanowy, co pozwala na użytkowanie ortez w warunkach ekstremalnych – np. w treningach sportowych.

Orteza stawu kolanowego AS-SK/F należy do grupy PROTECT BY SILICONE.

Orteza została wykonana z innowacyjnego, mocno kompresyjnego i przyjaznego dla skóry surowca: CottonPren. Surowiec ten składa się z mięsistej, komfortowej pianki neoprenowej, z laminowanej zewnątrz z poliestrową dzianiną okładkową, wewnątrz zaś z bawełnianą elastyczną dzianiną frotte. Dla poprawy komfortu użytkowania wyrobu i lepszego odprowadzania przez niego potu, frotta została wykończona w specjalistyczny sposób, gwarantujący pełną realizację tych funkcji.

ActivSpace to aktywny, przestrzenny polimidowy surowiec 3D z funkcją przewietrzania skóry. Jest to wyjątkowo lekki, przestrzenny surowiec, składający się z dwóch warstw dzianin okładkowych oddzielonych od siebie poliamidowymi przepłotami o szerokości 4 mm. Specyfika surowca ActivSpace polega na tym, że nie jest on elastyczny przez co polepsza stabilizację zabezpieczonej części ciała. Wewnątrz surowca pomiędzy dzianinami okładkowymi swobodnie migruje powietrze dotleniając powierzchnię skóry oraz obierając z jej powierzchni pojawiające się tam krople potu. Surowiec wodoodporny.

Przeznaczenie

Ortezę AS-SK/F można stosować w przypadku:

- zwknięć stawu kolanowego,
- skręceń stawu kolanowego,
- lekkiej niestabilności bocznej kolana,
- lekkiej niestabilności rzepki
- profilaktycznie w sporcie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL , XXXL