

Link do produktu: <https://akmed.pl/anatomiczna-orteza-stawu-lokciowego-z-fiszbinami-ortopedycznymi-as-lf-p-2333.html>

## Anatomiczna orteza stawu łokciowego z fiszbinami ortopedycznymi AS-L/F



Numer katalogowy

**AS-L/F**

Producent

**Reh4Mat**

### Opis produktu

#### Charakterystyka wyrobu

Orteza łokcia została wykonana z innowacyjnego, mocno kompresyjnego i przyjaznego dla skóry surowca CottonPren. Surowiec ten składa się z mięsistej, komfortowej pianki neoprenowej, z laminowaną zewnętrzną z poliestrową dzianiną okładkową, wewnątrz zaś z bawełnianą elastyczną dzianiną frotte. Dla poprawy komfortu użytkowania wyrobu i lepszego odprowadzania przez niego potu, frotta została wykończona w specjalistyczny sposób, gwarantujący pełną realizację tych funkcji.

**ActivSpace** to aktywny, przestrzenny polimidowy surowiec 3D z funkcją przewietrzania skóry. Jest to wyjątkowo lekki, przestrzenny surowiec, składający się z dwóch warstw dzianin okładkowych oddzielonych od siebie poliamidowymi przeplotami o szerokości 4 mm. Specyfika surowca ActivSpace polega na tym, że nie jest on elastyczny przez co polepsza stabilizację zabezpieczonej części ciała. Wewnątrz surowca pomiędzy dzianinami okładkowymi swobodnie migruje powietrze dotleniając powierzchnię skóry oraz obierając z jej powierzchni pojawiające się tam krople potu. Surowiec wodoodporny.

#### Właściwości

Zatrzymywanie właściwej ilości ciepła – aby nie dochodziło do nadmiernego wychłodzenia lub przegrzania organizmu, Komfort noszenia – orteza nie posiada grubych włókien, przez co sploty nie odciskają się na skórze i nie powodują ran w miejscach dużej kompresji.

Łatwość użytkowania – prosty sposób zakładania i zdejmowania wyrobu przez pacjenta. Konstrukcja ortezy uwzględnia specyfikę budowy ciała i zapewnia maksymalny komfort jej użytkowania, umożliwi nieograniczoną swobodę ruchu zarówno kobietom jak i mężczyznom. Wyrób wyposażono w elastyczne fiszbin boczne dodatkowo stabilizujące staw łokciowy, obwodowe taśmy dociągowe oraz taśmy VELCRO zabezpieczające ortezę przed niekontrolowanym rozpięciem.

#### Przeznaczenie

Surowiec z którego wykonano ortezę odpowiednio uciskając mięśnie wspomaga krążenie krwi i wpływa dodatnio na funkcjonowanie i dotlenianie całego organizmu. Orteza AS-L/F doskonale stabilizuje staw łokciowy, odciąża przyczepy mięśni przedramienia i ręki, łagodzi ból, usprawnia krążenie krwi.

#### Stosowana:

- 
- po przebytych urazach stawu łokciowego
  - w ostrych i przewlekłych zespołach bólowych okolicy przyczepów mięśni przedramienia
  - po urazach sportowych (tenis, golf, badminton) na zlecenie lekarza prowadzącego – umożliwia szybszy powrót do treningów
  - przy wykonywaniu ciężkich prac fizycznych związanych z ruchami rotacyjnymi przedramienia i ręki
  - przy wykonywaniu ciężkich prac fizycznych powodujących znaczne przeciążenia stawów łokciowych.