

Link do produktu: <https://akmed.pl/anatomiczny-stabilizator-nadgarstka-z-odwiedzeniem-kciuka-as-n-02-p-2301.html>

Anatomiczny stabilizator nadgarstka z odwiedzeniem kciuka AS-N-02



Numer katalogowy

AS-N-02

Producent

Reh4Mat

Opis produktu

Charakterystyka wyrobu

Staw śródrečno-nadgarstkowy kciuka, zwany siodełkowym, to jeden z najbardziej ruchomych, a co za tym idzie podatnych na schorzenia i urazy, stawów u człowieka. Staw ten wykonuje aż 5 ruchów w różnych płaszczyznach: przywodzenie i odwodzenie, przeciwstawianie i odprowadzanie oraz ruch wypadkowy - obwodzenie. Sportowa orteza nadgarstka AS-N-02 powstała z myślą o ochronie tego stawu. Została ona wykonana w formie anatomicznej rekawicy na część dłoniową i kciuk oraz wyposażono ją w system elastycznych pasów samoszczepnych pozwalających na dowolne ustawienie parametrów wyrobu.

Orteza została wykonana z surowca PowerFIT.

Jeżeli chcesz, by orteza używana przez Ciebie była niezauważalna dla innych osób, jeżeli chcesz by nie ograniczała Ci w żaden sposób ruchu podczas codziennego użytkowania, jeżeli chcesz by cechowała się wyjątkowo skuteczną kompresją - wybierz ortezę wykonaną z surowca PowerFIT. Jest to trójwarstwowa dzianina, która doskonale dopasowuje się do ciała pacjenta, rozciąga się we wszystkich kierunkach doskonale modelując kształt kończyny - tworzy tzw. drugą skórę. Zewnętrzna warstwa ze spandeksu odpowiada za właściwą kompresję i dopasowanie wyrobu oraz jego walory estetyczne, jest odporna na brud i ścieranie. Wewnętrzny rdzeń odpowiada również za kompresję i redukuje drganie mięśni powstające w trakcie wysiłku fizycznego. Wewnętrzna membrana, odpowiada za utrzymanie właściwego klimatu przy skórze, a jej struktura gwarantuje aksamitną miękkość w dotyku. Ze względu na specyficzną konstrukcję surowca PowerFit, używając ortezy w gorącym środowisku - zabezpieczony staw pozostaje chłodny, używając jej zaś w niskich temperaturach - staw jest lekko ocieplany. Ortezy wykonane z tego surowca, to najbardziej zaawansowane technologicznie ortezy na rynku, których użytkowanie jest praktycznie niezauważalne dla pacjenta oraz jego środowisko.

W ortezie zastosowano obwodowy pas nadgarstkowy, gwarantujący właściwą kompresję stawu, oraz dwie elastyczne taśmy odwodzące kciuk. Dzięki takiej konstrukcji wyrobu, istnieje możliwość ustawienia dowolnego poziomu odwiedzenia kciuka. Dzięki doskonałej konstrukcji wyrób posiada bardzo prosty sposób zakładania i zdejmowania przez pacjenta.

Przeznaczenie

- po przebytych urazach stawu promieniowo nadgarstkowego
- w zapaleniach kaletki ścięgniętych,
- w zmianach przeciążeniowych, zwyrodnieniowych i zapalnych
- profilaktycznie w sporcie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL