

Link do produktu: <https://akmed.pl/czujnik-snu-beurer-se-80-p-4543.html>

Czujnik snu BEURER SE 80



Numer katalogowy	SE 80 AGITO
Kod producenta	SE 80 AGITO
Kod EAN	4211125677503
Producent	Beurer

Opis produktu

Precyzyjne monitorowanie i analiza snu

Wysokoprecyzyjny czujnik do profesjonalnej dokumentacji snu

Dla zdrowego, odpężającego snu: Obserwacja i analiza indywidualnego zachowania podczas snu

Podczas opracowywania czujnika snu SE 80 SleepExpert firmy Beurer opierano się na długoletnich badaniach, a także doświadczeniach związanych z profesjonalnym zastosowaniem w szpitalach urządzeń do pomiaru wartości ważnych dla życia.

Ten **innowacyjny, bezstykowy czujnik snu** zapewnia dokładną i niezawodną rejestrację snu. Pozwala to na głębsze zrozumienie zachowania podczas snu oraz poprawienie jakości snu, a co za tym idzie, jakości życia.

Czujnik SE 80 umieszcza się pod materacem. **Rejestruje on częstotliwość bicia serca, częstotliwość oddechu oraz ruchy użytkownika podczas snu.** Na podstawie tych wartości można stwierdzić, w jakiej fazie snu znajduje się użytkownik.

Ponadto codziennie tworzony jest **raport** Sleep Score. Przy tym na podstawie zapisanych wartości aplikacja oblicza indeks, który jest obrazową informacją dotyczącą codziennej jakości snu.

Za pomocą bezpłatnej aplikacji **Beurer SleepExpert** można wyświetlić w formie graficznej wszystkie zapisane wartości i porównać je ze sobą. Czynniki mające wpływ na pomiary, takie jak sport czy spożycie alkoholu, mogą również zostać uwzględnione dzięki funkcji dziennika.

Aplikacja udostępnia następujące funkcje:

- Określanie jakości snu oraz obrazowe przedstawienie wartości za pomocą funkcji Sleep Score
- Rejestrowanie fazy zasypiania, częstotliwości budzenia się oraz czasu snu
- Przejrzysta prezentacja poszczególnych faz snu
- Funkcja Fresh Wake (delikatne wybudzenie dzięki rozpoznawaniu faz snu)
- Spersonalizowane wskazówki dotyczące spania uwzględniające zachowanie podczas snu
- Widok snu/widok analizy (na przestrzeni dnia/tygodnia/miesiąca)
- Funkcja dziennika
- Fazy księżyca

-
- Związek z częstotliwością bicia serca/częstotliwością oddechu/ruchem
 - Funkcja rozpoznawania bezdechu

Wymagania systemowe:

- Bluetooth® 4.0, iOS od wersji 8.0, urządzenia z systemem Android™ od wersji 4.3 z technologią Bluetooth® Smart Ready

ZDROWY SEN