

Link do produktu: <https://akmed.pl/dynamiczna-orteza-podrzepkowa-z-systemem-mikromasażu-as-prz-p-2109.html>

Dynamiczna orteza podrzepkowa z systemem mikromasażu AS-P/RZ



Numer katalogowy	AS-P/RZ
Producent	Reh4Mat

Opis produktu

„Kolano skoczka” - przeciążenie ścięgna więzadła rzepki

Niektóre dyscypliny sportowe wymagają wykonania dużej ilości skoków (np. koszykówka, siatkówka, skok w dal, trójskok). „Kolano skoczka”, jak możemy nazwać przeciążenie ścięgna więzadła rzepki, to tendinopatia (ang. patellar tendinopathy), czyli specyficzna choroba ścięgna, spowodowana sumującymi się mikrourazami z przeciążenia więzadła rzepki. Ścięgno rzepki rozciąga się pomiędzy dolnym końcem rzepki a piszczelą. W okolicy tuż poniżej rzepki występują mikroskopijne rozdarcia i uszkodzenia w ścięgnię. Pacjenci z tym schorzeniem uskarżają się na ból w przedniej części stawu kolanowego, który wzrasta się przy wykonywaniu skoków i poskoków. Warto zauważyć, że do tendinopatii może dojść nie tylko u sportowców wykonujących skoki, ale w większości dyscyplin sportowych.

Leczenie przeciążenia ścięgna więzadła rzepki bazuje na postępowaniu zachowawczym, czyli odciążeniu obciążonego więzadła i ćwiczeniach. To wymaga działania na wielu płaszczyznach, głównie rehabilitacyjnej i farmakologicznej, gdyż zabiegi chirurgiczne, w zestawieniu z postępowaniem zachowawczym, nie dają lepszych rezultatów.

W tym celu doskonale sprawdzi się nasza dynamiczna orteza podrzepkowa z systemem mikromasażu **AS-P/RZ**.

Charakterystyka wyrobu

Orteza podrzepkowa **AS-P/RZ** została skonstruowana zgodnie z obowiązującą w REH4MAT **zasadą MiniMax (minimum wyrobu, maksimum efektu)**. Jest to anatomicznie ukształtowana, uniwersalna opaska z funkcją samoszczepną, wyposażona w pelotę podrzepkową i mechanizm dynamiczny. Pelota stabilizuje i odciąża przyczepy ścięgna więzadła rzepki, a mechanizm dynamiczny odpowiada za właściwy poziom kompresji. Tym samym, redukuje ból i odciąża staw rzepkowo-udowy.

Dodatkowym atutem ortezy **AS-P/RZ** jest silikonowy system mikromasażu, który oddziałuje na chore miejsce podczas każdego ruchu oraz poprawia stabilizację ortezy na kończynie.

Orteza **AS-P/RZ** wywiera miejscowy nacisk na więzadło oraz podtrzymuje rzepkę. Dzięki takiemu działaniu, zmniejsza się siła oddziaływania mięśnia czworogłowego uda na przyczep piszczelowy, zmniejszając tym samym ból występujący w tej okolicy. Ponadto, odciążając więzadło rzepki, orteza zmniejsza ból w stawie rzepkowo-udowym i zapobiega chondromalacji rzepki.

Poduszeczka ortezy wykonana jest z przyjaznego dla skóry elastycznego polimeru, a wewnętrzny element odciążający znajdujący się pod poduszczką zapewnia równomierny nacisk.

Przeznaczenie

- kolano skoczka,
- konflikt rzepkowo-udowy,
- zapalenie więzadła rzepki,
- choroba Osgood-Schlattera,
- chondromalacja rzepki

Orteza **AS-P/RZ** jest wyrobem uniwersalnym i bez rozmiarowym. Można ją stosować zarówno na prawą, jak i lewą nogę.

Zasada MiniMax

MiniMax to nadrzędna zasada firmy REH4MAT, która skupia *maximum efektu w minimum wyrobu*. Projektując nasze wyroby, w dużej mierze skupiamy się na ich efektywności, w której, oprócz funkcjonalności, istotną rolę odgrywa wielkość wyrobu. Unikatowe konstrukcje naszych ortezy zapewniają maksimum bezpieczeństwa i ochrony przy zachowaniu niewielkich gabarytów. To pozwala na ich swobodne stosowanie w obuwiu sportowym czy pod ubraniem.