



## Inhalator PRO SANITY

Numer katalogowy	<b>6972</b>
Producent	<b>Sanity</b>

### Opis produktu

#### 2 w 1 - oczyszczanie i inhalacja

Profesjonalne urządzenie wysokiej jakości, o najlepszych parametrach, służące do wykonywania terapii inhalacyjnej w schorzeniach takich jak: astma, przewlekłe zapalenie oskrzeli i innych chorobach układu oddechowego.

- Przeznaczony do pracy ciągłej
- Regulacja wielkości cząstek
- Regulacja szybkości inhalacji
- Wysoka wydajność inhalacji
- Wysoka wchłanianość podawanych leków
- Wygodny schowek na wyposażenie
- Gwarancja 5 lat door to door

Inhalator PRO jest jednym z najbardziej zaawansowanych technicznie urządzeń w naszej ofercie. Odznacza się niezwykle wysoką wydajnością, oraz funkcjonalnością.

Poza samą inhalacją, model umożliwia regulowanie wielkości cząsteczki wytwarzanej przez nebulizator a także wykonanie zabiegu oczyszczania dróg oddechowych za pomocą specjalnego irygatora.

Wysokiej jakości inhalator PRO jest rozwiązaniem dla całych rodzin zainteresowanych zarówno profilaktyką, jak też efektywną terapią w stanach zapalnych górnych i dolnych dróg oddechowych.

Obsługa tego urządzenia jest bardzo prosta. Generuje ono mgiełkę leczniczą z cząsteczkami, które mają wystarczająco mały rozmiar, aby dotrzeć do płuc i zapewnić maksymalną skuteczność terapii.

W inhalacji można stosować wszystkie standardowe leki wziewne w postaci ciekłej. Inhalator wytwarza aerozole o różnej charakterystyce, co pozwala dostosować terapię do patologii oddechowej występującej u danego pacjenta.

#### Zastosowanie:

---

Urządzenie wskazane w leczeniu górnych dróg oddechowych. Polecany szczególnie w terapiach inhalacyjnych w schorzeniach takich jak astma, przewlekłe zapalenie oskrzeli, przewlekły nieżyt nosa i gardła, przewlekłe zapalenia i choroby płuc (POChP), mukowiscydoza – postać płucna, chroniczny bronchit i inne choroby układu oddechowego oraz wszystkie rodzaje alergii. Przeznaczony jest do intensywnej terapii w domu lub w placówkach medycznych.

1 FAZA: Oczyszczanie

Oczyszczanie i nawilżanie jamy nosowej i zatok.

2 FAZA: Inhalacja (3 stopnie inhalacji)

Poz. 1 Inhalacja dolnych dróg oddechowych 1,82  $\mu\text{m}$  MMAD

Poz. 2 Inhalacja tchawicy/oskrzeli 2,97  $\mu\text{m}$  MMAD

Poz. 3 Inhalacja górnych dróg oddechowych (nosa, gardła, zatok) – cząsteczki aerozolu 5,03  $\mu\text{m}$  MMAD

**Zawartość opakowania:**

- Irygator Nosalek Jet
- Nebulizator, pojemność 12 ml
- Kompresor tłokowy
- Przewód powietrza (dł. 2 m)
- Przewód zasilający
- 2 filtry
- Maska dla dorosłych
- Maska dla dzieci
- Ustnik
- Końcówka donosowa