

Link do produktu: <https://akmed.pl/kliny-medic-line-t-med-mp360-p-8053.html>

## Kliny Medic Line T-MED MP360



Numer katalogowy	<b>13406</b>
Producent	<b>Mazbit</b>

### Opis produktu

- peloty dla osób z płaskostopiem poprzecznym potrzebujących wyraźnego wsparcia łuku poprzecznego stopy
- elastyczna pelota przeciwdziała płaskostopiu, znacząco odciąża głowy kości śródstopia II, III i IV, pozwala na dopasowanie wnętrza buta do indywidualnych potrzeb
- zalecane do obuwia dopasowanego
- wyściółka z naturalnej skóry

Rodzaj	Kliny/peloty
Przeznaczenie	Płaskostopie poprzeczne
Obuwie	Sportowe, Trekkingowe, Półbuty, Wizytowe męskie, Wizytowe damskie, Sandały, Czółenka
Wykonanie	Skóra naturalna, pelota w kształcie litery "T", warstwa przylepna
Rozmiar	35/36, 37/38, 39/40, 41/42

### Pranie

Przecieranie chusteczką

### Wskazówki

Kształt wkładki jest optymalnie dopasowany do stopy, dlatego buty należy dopasować do wkładek, nigdy odwrotnie. Wkładki profilaktyczne stanowią element procesu rehabilitacji, poprawiają komfort chodzenia, amortyzują, zmniejszają obciążenia nóg, redukują dolegliwości bólowe kręgosłupa, sprawiają, iż dysfunkcja się nie pogłębia lub opóźniają ten proces.

Dopasowanie wkładki jest uzależnione od rodzaju obuwia.

Obuwie, do którego planujemy włożyć wkładki powinno być ok 1 cm dłuższe niż zwykle (szczególnie ważne w przypadku stosowania wkładek u dzieci).

Nie należy wkładać wkładek do butów znoszonych.

Kupując wybrane wkładki Mazbit Medic line po raz pierwszy należy stopniowo przyzwyczajać do nich stopy. Początkowo zaleca się używanie wkładek przez 1 - 2 godzin dziennie i sukcesywnie wydłużać ten czas.

Aby dokonać właściwego wyboru wkładek ortopedycznych należy zbadać stopy i skonsultować się ze specjalistą.

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar buta:** 35/36 , 37/38 , 39/40 , 41/42