

Link do produktu: <https://akmed.pl/kolnierz-szyjny-typu-schanza-eb-km-p-2407.html>

## Kołnierz szyjny typu schanza EB-KM

Numer katalogowy	<b>EB-KM</b>
Producent	<b>Reh4Mat</b>



### Opis produktu

#### Charakterystyka wyrobu

Kołnierz szyjny miękki typu Schanza, wykonany z odpowiednio dobranej pianki poliuretanowej oraz dzianiny ProFit. Jest to dwuwarstwowa dzianina, która doskonale dopasowuje się do ciała pacjenta, rozciąga się we wszystkich kierunkach doskonale modelując kształt kończyny - tworzy tzw. drugą skórę. Zewnętrzna warstwa ze spandexu odpowiada za właściwą kompresję i dopasowanie wyrobu, redukuje drganie mięśni powstające w trakcie wysiłku fizycznego. Wewnętrzna membrana z mikrofibry, bawełny i elastanu odpowiada za utrzymanie właściwego klimatu przy skórze oraz odprowadzanie potu, jej struktura gwarantuje aksamitną miękkość w dotyku.

#### Właściwości

Stabilizuje i odciąża kręgosłup w odcinku szyjnym, odciąża mięśnie szyi, Wskazania, okres stosowania zależne od decyzji lekarza prowadzącego.

#### Przeznaczenie

- w ostrych i przewlekłych zespołach bólowych szyi i barków spowodowanych urazem, przeciążeniem lub zmianami zwyrodnieniowymi
- w zmianach zwyrodnieniowych kręgosłupa szyjnego połączonych z objawami neurologicznymi (radikulopatia szyjna, parestezje kończyn górnych, zawroty głowy i zaburzenia równowagi)
- w bólach głowy i szumach usznych pochodzenia szyjnego
- w kręczy szyi spowodowanym różnymi przyczynami

#### Przeciwwskazania

- uczucie duszności i dyskomfort, nasilenie istniejących dolegliwości może znacznie ograniczyć lub nawet uniemożliwić stosowanie ortozy (szczególnie u osób z przerostem tarczycy, przy znacznej otyłości, przy nasilonych zaburzeniach nerwicowych) - po uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym
- należy szczególnie kontrolować prawidłowość stosowanie ortozy zgodnie z zaleceniami u dzieci, osób z zaburzeniami pamięci, chorych psychicznie
- w przypadku zmian na skórze w miejscach przylegania (otarcia naskórka, zranienia, egzemy skórne) stosowanie ortozy jest ograniczone - możliwe po założeniu opatrunku

Produkt posiada dodatkowe opcje:

---

**Rozmiar:** L , M , S