



Korektor postawy

Numer katalogowy **SP-763**

Producent **Special**

Opis produktu

Wykonany z innowacyjnego materiału w opatentowanej technologii **MultiCeramic**. Materiał antybakteryjny, hipoalergiczny, ze wzmocnioną siłą wchłaniania i odprowadzania wilgoci.

- Gwarantuje idealne korygowanie wad postawy zarówno u dorosłych, jak i u dzieci
- Dzięki podszyciu naramienników miękką pianką gwarantuje brak ucisku w miejscu przylegania
- Szczególnie polecany do przeprowadzania korekcji postawy, bólów piersiowego odcinka kręgosłupa

Dzięki mocowaniu taśm **VELCRO** z przodu bez trudu użytkownik sam dokona prawidłowego mocowania.

Dzięki Innowacyjnej technologii Multiceramic korektor posiada efekt termiczny, gwarantujący wyraźne podniesienie temperatury ciała. Wspomaga on powstawanie naturalnego procesu uzdrawiania. Wytworzone ciepło powoduje wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie oraz łagodzi ból.

Technologia Far Infrared Rays posiada również właściwość poprawy siły wchłaniania wilgoci powstającej na skórze. Dzięki odpowiedniej kompozycji włókien, tkanina ze wzmocnioną siłą odprowadza wchłoniętą wilgoć na zewnątrz.

Dzięki zastosowaniu Innowacyjnych Technologii, tkanina posiada funkcję antybakteryjną. W wyniku przeprowadzonych badań tkanina została zakwalifikowana jako antybakteryjna, niepowodująca podrażnień skóry, szczególnie polecana dla osób z nadwrażliwością skórną, ze skłonnościami do alergii i uczuleń.

Rozmiary:

(mierzyć obwód wokół klatki piersiowej)

XS: 46,0-53,7 cm,

S: 54,0-63,8 cm,

M: 64,1-76,5 cm,

L: 76,8-89,2 cm,

XL: 89,5-104,5 cm

Sposób konserwacji:

Prać ręcznie w temperaturze do 40 °C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

Przeciwwskazania:

Korektora nie należy stosować w przypadku otwartych ran, otarć naskórka, egzem skórnych, duszności, żylakowatości, kiedy zastosowano żele lub maści rozgrzewające

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS