

Link do produktu: <https://akmed.pl/majtki-przepuklinowe-damskie-pt0112-p-2706.html>



Majtki przepuklinowe damskie PT0112

Numer katalogowy	PT0112
Producent	Pani Teresa

Opis produktu

WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- po operacjach rozległych przepuklin pachwinowych lub udowych
- łagodzą ciągnące do pachwin bóle brzucha
- zabezpieczają uwypuklanie się worka przepuklinowego podczas wykonywania podstawowych czynności
- przydatne u pacjentek, u których istnieją przeciwwskazania do leczenia operacyjnego
- profilaktycznie u chorych ze zwiotczającymi mięśniami brzucha i poszerzonymi kanałami pachwinowymi

PRZECIWWSKAZANIA:

- nie stosować w przypadku przepukliny nieodprowadzalnej, ponieważ płytka/pelota może stwarzać niebezpieczeństwo uszkodzenia ściany jelita

Tabela rozmiarów

ROZMIAR	S	M	L	XL	XXL
Obwód pasa [cm]	70 - 80	81 - 90	91 - 100	101 - 115	116 - 130
Obwód bioder [cm]	85 - 95	96 - 105	106 - 115	116 - 125	126 - 135

Instrukcja używania:

Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu pasa i bioder, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

Sposób zakładania:

Majtki założyć tak, aby płytki/peloty zabezpieczyły przepuklinę.

Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, suchym i zacienionym miejscu.

Przepis prania:

- Prać ręcznie w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie prasować! Nie chlorować!
- Przed praniem wyjąć płytki/peloty. Po praniu ponownie umieścić je w tych samych miejscach.

Uwagi:

Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL