

Link do produktu: <https://akmed.pl/mocna-pończocha-kompresyjna-mediven-forte-p-7970.html>



Mocna pończocha kompresyjna mediven® forte

Numer katalogowy **9882**

Producent **Medi**

Opis produktu

Mocna pończocha w ciężkich chorobach żył

- Głębokie działanie funkcjonalne w ciężkich wskazaniach
- Higieniczna świeżość dzięki działaniu przeciwbakteryjnemu
- Bardzo elastyczna i antypoślizgowa pończocha

Maksymalna stabilność ucisku przez cały dzień. Duży ucisk roboczy zapewniający głębokie działanie i ekstremalną wytrzymałość.

Mediven forte to niezawodna terapia w ciężkich wskazaniach.

Zalety produktu

- Klasy kompresji 2 i 3
- Szeroka gama modeli (patrz „Rodzaj produktu” z lewej strony)
- Produkt dostępny w kolorze karmelowym i czarnym
- Opatentowany system Climafresh zapewnia higieniczną świeżość i działanie przeciwbakteryjne.
- Clima-Comfort zapewnia dużą przepuszczalność powietrza i niezawodną regulację temperatury.
- Bezszywowa, elastyczna i antypoślizgowa pończocha.

Długości

- Podkolanówka
- Pończocha do uda
- Rajstopy
- Wykonane na miarę

Skład produktu

CCL 2: 21% elastanu, 79% poliamidu

CCL 3: 26% elastanu, 74% poliamidu

Instrukcja prania

Pończochy należy prać oddzielnie lub razem z tkaninami w podobnym kolorze. Nie używać środków wybielających ani zmiękczących. Używać detergentów do tkanin wełnianych. Pończochy należy następnie kilkakrotnie wypłukać!

Po praniu powiesić pończochę do wyschnięcia lub niezwłocznie odwirować z ustawieniem dla delikatnego prania. Nie pozostawiać wilgotnego produktu na lub w ręczniku. Nie pozostawiać do wyschnięcia na grzejnikach ani w bezpośrednim świetle słonecznym.

Pończoch medi nie wolno czyścić chemicznie, środkami do usuwania plam ani przy użyciu benzenu.

- Cykl skrócony
- Nie używać wybielacza zawierającego chlor
- Suszyć w suszarce bębnowej przy niskim ustawieniu
- Nie prasować
- Nie prać chemicznie

Wskazania

- Żylaki
 - Żylakowatość pierwotna lub wtórna
 - Żylaki w ciąży
 - Wsparcie w skleroterapii
 - Po operacji żyłaków
- Przewlekłe choroby żyłne: Etapy C0 do C4 zgodnie z klasyfikacją CEAP
- Profilaktyka przeciwzakrzepowa u pacjentów mobilnych
- Zakrzepowe zapalenie żył (powierzchowe) lub stan po wyleczonym zapaleniu żył
- Zakrzepica żył głębokich, stan po zakrzepicy, zespół pozakrzepowy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Odmiany: AD krótkie , AD normalne , AG krótkie , AG normalne , Kalesony , Podkolanówka , Pończochy , Rajstopy , Rajstopy ciężowe

Klasa Kompresji: CCL 2 , CCL 3

Rozmiar: I , II , III , IV , V , VI , VII

Kolor: antracytowy , czarny , granatowy , karmelowy , kaszmir