

Link do produktu: <https://akmed.pl/neoprenowa-orteza-stawu-kolanowego-z-zawiasami-p-1720.html>



Neoprenowa orteza stawu kolanowego, z zawiasami

Numer katalogowy	SP-A-2315D
Producent	Special

Opis produktu

Wykonana z innowacyjnego neoprenu w opatentowanej technologii CoolMax AIRPRENE.

- Zapobiega przeprostowi kolana
- Zapewnia doskonałą poprzeczną stabilizację kolana poprzez boczne wzmocnienia z zawiasami
- Zmniejsza bóle spowodowane obrzękami oraz urazami wywołanymi przeciążeniem stawu
- Pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie, łagodzi ból, zmniejsza obrzęk i uczucie sztywności
- Pierścień z masy silikonowej stanowi dodatkową ochronę rzepki

Dzięki otworowi na rzepkę pozwala na zmniejszenie jej ucisku oraz kontroluje tor ruchu w stawie rzepkowo-udowym. Dodatkowa regulacja na udzie gwarantuje możliwość idealnego dopasowania ortezy. Gwarantuję pełen komfort w czasie użytkowania.

Orteza Special® wykonana z oddychającego neoprenu, w opatentowanej amerykańskiej technologii CoolMax AIRPRENE gwarantuje komfort użytkowania dzięki systemowi odprowadzania wilgoci oraz wentylacji skóry.

Unikalna wielowarstwowa konstrukcja neoprenu, ze specjalnie zaprojektowanymi mikro-otworami daje uczucie chłodu w miejscu przylegania, zapobiega tym samym przegrzaniu skóry oraz powstawaniu nadmiernej ilości wilgoci powodującej dyskomfort użytkowania.

Rozmiary:

(mierzyć obwód stawu kolanowego w środkowej części)

S: 31,0-33,0 cm,

M: 33,6-36,2 cm,

L: 36,8-39,4 cm,

XL: 40,0 - 43,2 cm,

XXL: 43,8 - 47,0 cm,

XXXL: 47,0 cm - 51,4 cm

DOSTĘPNY KOLOR: BEŻOWY lub CZARNY

Sposób konserwacji:

Prać ręcznie w temperaturze do 40°C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

Przeciwwskazania:

Ortezy nie należy stosować w przypadku otwartych ran, otarć naskórka, egzem skórnych, żylakowości, kiedy zastosowano maści lub żele rozgrzewające.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL , XXXL

Kolor: beżowy , czarny