

Link do produktu: <https://akmed.pl/neoprenowy-stabilizator-nadgarstka-ze-wzmocnieniem-kciuka-p-1738.html>



Neoprenowy stabilizator nadgarstka ze wzmocnieniem kciuka

Numer katalogowy **SP-226**

Producent **Special**

Opis produktu

Wykonany z innowacyjnego neoprenu w opatentowanej technologii CoolMax AIRPRENE.

- Zapewnia dużą skuteczność stabilizacji nadgarstka, śródrezcza oraz kciuka
- Pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie oraz łagodzi ból
- Szczególnie polecany przy przeciążeniu i zeszywnieniu nadgarstka, łagodzi skutki urazów i zwyrodnień, jako środek prewencyjny zapobiegający urazom.

Dzięki zastosowaniu dodatkowego dopinania rzepem, stabilizator pozostaje zawsze na właściwej pozycji. System zapinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.

Stabilizator Special® wykonany z oddychającego neoprenu, w opatentowanej amerykańskiej technologii CoolMax AIRPRENE gwarantuje komfort użytkowania dzięki systemowi odprowadzania wilgoci oraz wentylacji skóry. Unikalna wielowarstwowa konstrukcja neoprenu, ze specjalnie zaprojektowanymi mikro-otworami daje uczucie chłodu w miejscu przylegania, zapobiega tym samym przegrzaniu skóry oraz powstawaniu nadmiernej ilości wilgoci powodującej dyskomfort użytkowania.

Rozmiary:

(mierzyć obwód wokół nadgarstka)

S: 14,0-15,8 cm,

M: 16,1-18,0 cm,

L: 18,3-20,3 cm,

XL: 20,6-22,8 cm

Sposób konserwacji:

Prać ręcznie w temperaturze do 40 °C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

Przeciwwskazania:

Stabilizatora nie należy stosować w przypadku otwartych ran, otarć naskórka, egzem skórnych, żylakowatości, kiedy zastosowano maści lub żele rozgrzewające.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL