

Link do produktu: <https://akmed.pl/odciazajaco-stabilizujacy-gorset-tulowia-ot-04-p-2503.html>

Odciażająco stabilizujący gorset tułowia OT-04



Numer katalogowy

OT-04

Producent

Reh4Mat

Opis produktu

Charakterystyka wyrobu

POZIOM STABILIZACJI - TLSO

Wysoka orteza krzyżowo-lędźwiowo-piersiowa z podpaszkami należy do grupy 4Classic i została przez nas skonstruowana w taki sposób, aby zwiększyć jej walory użytkowe, poprawić jej funkcjonalność, zakres stabilizacji oraz komfort użytkowania. Stworzona z lekkich materiałów o dużej przewiewności i dzięki temu wyrób stał się bardzo lekki i łatwo odprowadzający pot od ciała. Anatomiczny krój wyrobu powoduje, że orteza dokładniej dopasowuje się do każdej sylwetki oraz dużo lepiej stabilizuje odcinek krzyżowo-lędźwiowo-piersiowy kręgosłupa. Dzięki zastosowaniu podpaszek w odcinku piersiowym udało nam się uzyskać pełną stabilizację przednio - tylną na całej długości kręgosłupa.

W tylnej części orteza została wykonana z surowca ActivSpace. Specyfika tego surowca polega na tym, że nie jest on elastyczny przez co polepsza stabilizację kręgosłupa. Grubość i twardość surowca jest tak dobrana, by pacjent nie odczuwał dyskomfortu ucisku aluminiowego stelaża kręgosłupa.

W tylnej części ortozy zainstalowano, w zależności od rozmiaru, dwie lub cztery fiszbiny ortopedyczne i wysoki aluminiowy stelaż kręgosłupa. Fiszbiny ortopedyczne posiadają ściśle określony stopień elastyczności, który uzyskano w procesie hartowania oraz zostały w profesjonalny sposób zabezpieczone farbą proszkową, co uodporniło je na działanie ludzkiego potu. Zapięcia wyrobu wykonano w nowy asymetryczny sposób. Rozwiązanie to pozwala na lepsze dopasowanie wyrobu do ciała pacjenta w zakresie jednego rozmiaru. W celu polepszenia walorów użytkowych wyrobu, w ortezie zainstalowano dwa zespoły podwójnych elastycznych taśm dociągowych, których celem jest poprawa stabilizacji odcinka lędźwiowo-piersiowego.

Przeznaczenie

Ortezę można stosować w przypadkach:

- ostrych zespołów bólowych w odcinku lędźwiowo-krzyżowym,
- dyskopatii wielopoziomowej,
- osteoporozie,
- niestabilności kręgosłupa,
- kręgoszmyku lędźwiowego,
- kompresyjnego złamania kręgosłupa na tle osteoporotycznym (po wcześniejszej konsultacji z lekarzem),
- rwy kulszowej,
- zwyrodnień kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym i piersiowym,

-
- po zabiegach operacyjnych (ortopedia, neurochirurgia).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL , XXXL