

Link do produktu: <https://akmed.pl/odciazajaco-stabilizujacy-gorset-tulowia-z-regulacja-wysokosci-ot-05-p-2505.html>

## Odciażająco stabilizujący gorset tułowia z regulacją wysokości OT-05



Numer katalogowy

**OT-05**

Producent

**Reh4Mat**

### Opis produktu

#### Charakterystyka wyrobu

##### POZIOM STABILIZACJI - TLSO

Wysoka orteza krzyżowo-lędźwiowo-piersiowa z podpaszkami należy do grupy 4Classic i została przez nas skonstruowana w taki sposób, aby zwiększyć jej walory użytkowe, poprawić jej funkcjonalność, zakres stabilizacji oraz komfort użytkowania. Dodatkowym atutem jest możliwość regulacji wysokości stelaża kręgosłupa. Stworzona z lekkich materiałów o dużej przewiewności i dzięki temu wyrób stał się bardzo lekki i łatwo odprowadzający pot od ciała. Anatomiczny krój wyrobu powoduje, że orteza dokładniej dopasowuje się do każdej sylwetki oraz dużo lepiej stabilizuje odcinek krzyżowo-lędźwiowo-piersiowy kręgosłupa. Dzięki zastosowaniu podpaszek w odcinku piersiowym udało nam się uzyskać pełną stabilizację przednio - tylną na całej długości kręgosłupa.

W tylnej części orteza została wykonana z surowca ActivSpace. Specyfika tego surowca polega na tym, że nie jest on elastyczny przez co polepsza stabilizację kręgosłupa. Grubość i twardość surowca jest tak dobrana, by pacjent nie odczuwał dyskomfortu ucisku aluminiowego stelaża kręgosłupa.

W tylnej części ortezy zainstalowano w zależności od rozmiaru dwie lub cztery fiszliny ortopedyczne i wysoki aluminiowy stelaż kręgosłupa. Stelaż kręgosłupa jest oddzielnym elementem ortezy, dającym się bardzo łatwo od niej odłączyć w celu ustalenia prawidłowej wysokości ortezy.

W podpaskach zainstalowano taśmy dwustronnie szczepne, i dzięki temu istnieje możliwość indywidualnego dostosowania dla każdego pacjenta ich długości.

Fiszliny ortopedyczne posiadają ściśle określony stopień elastyczności, który uzyskano w procesie hartowania, oraz zostały w profesjonalny sposób zabezpieczone farbą proszkową, co uodporniło je na działanie ludzkiego potu.

Zapięcia wyrobu wykonano w nowy asymetryczny sposób. Rozwiązanie to pozwala na lepsze dopasowanie wyrobu do ciała pacjenta w zakresie jednego rozmiaru.

#### Przeznaczenie

---

**Ortezę można stosować w przypadkach:**

- ostrych zespołów bólowych w odcinku lędźwiowo-krzyżowym,
- dyskopatii wielopoziomowej,
- osteoporozie,
- niestabilności kręgosłupa,
- kręgosmyku lędźwiowego,
- kompresyjnego złamania kręgosłupa na tle osteoporotycznym (po wcześniejszej konsultacji z lekarzem),
- rwy kulszowej,
- zwyrodnień kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym i piersiowym,
- po zabiegach operacyjnych (ortopedia, neurochirurgia).

**Produkt posiada dodatkowe opcje:****Rozmiar:** L , M , S , XL , XXL , XXXL