

Link do produktu: <https://akmed.pl/opaska-elastyczna-na-udo-pt0310-p-2669.html>



## Opaska elastyczna na udo PT0310

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Numer katalogowy | <b>PT0310</b>      |
| Producent        | <b>Pani Teresa</b> |

### Opis produktu

#### WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- chroni udo
- zapobiega obrzękom, zmniejsza opuchliznę
- po urazach mięśni uda
- przy przemęczeniu i nadwężeniu mięśni uda
- łagodzi bóle

#### Tabela rozmiarów

| ROZMIAR                  | S       | M       | L       | XL      | XXL  |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|------|
| Obwód na środku uda [cm] | 38 - 47 | 48 - 54 | 55 - 63 | 64 - 69 | > 69 |

#### Instrukcja używania:

##### Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu nogi na środku uda, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

##### Sposób zakładania:

- Opaskę naciągnąć od dołu na wysokość uda.
- Nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzoną skórę.

##### Przechowywanie:

---

W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

**Przepis prania:**

Prać ręcznie w temperaturze 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia! Nie prasować! Nie chlorować!

**Uwagi:**

- Stosowanie opaski należy skonsultować z lekarzem.
- W czasie noszenia opaski zalecane jest wykonywanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Ciągłe stosowanie opaski bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XXL