

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-kregoslupa-w-odcinku-piersiowo-ledzwiowo-krzyzowym-miami-lumbar-zwykly-pas-uniwersalny-p-5331.html>



## Orteza kręgosłupa w odcinku piersiowo - lędźwiowo - krzyżowym MIAMI LUMBAR® (zwykły pas uniwersalny)

Numer katalogowy	<b>LMB-006</b>
Producent	<b>Ossur</b>

### Opis produktu

Łatwa w stosowaniu orteza kręgosłupa Miami Lumbar z paskami została zaprojektowana w celu zmniejszenia bólu, zapewnienia ochrony więzadeł i mięśni po urazach oraz stabilizacji po operacjach. Konstrukcja jest dopasowana do kształtu kręgosłupa, zapewniając jednocześnie lepszą stabilizację i wyższy komfort pacjenta. Modułowy system umożliwia stosowanie stopniowego redukcji unieruchomienia na wszystkich etapach procesu leczenia. Pas Miami Lumbar zapewnia stabilizację kręgów L1-L5, natomiast panel tylny Miami LSO zapewnia stabilizację kręgów S1-T9, poprawiając jednocześnie komfort pacjenta.

W celu uzyskania maksymalnej stabilizacji można użyć mocowania piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego, zapewniającego stabilizację kręgosłupa do poziomu T7. W kolejnych etapach leczenia można zrezygnować ze stabilizacji piersiowo-lędźwiowo-krzyżowej na rzecz standardowego pasa krzyżowo-lędźwiowego lub usunąć przednie mocowanie piersiowe i dodać do tylnego mocowania opcjonalne dodatkowe pasy. Orteza piersiowo-lędźwiowo-krzyżowa Miami Lumbar zapewni każdy pożądany poziom stabilizacji.

### WSKAZANIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA

**Warunki wymagające znacznego unieruchomienia tułowia w odcinku lędźwiowym, takie jak:**

- Stabilne złamania kręgosłupa bez przemieszczenia (L1-L5)
- Stenoza kanału kręgowego
- Przepuklina krążkowa
- Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa
- Kręgoszczelina
- Kręgozmyk

### Piersiowo-lędźwiowo-krzyżowy odcinek kręgosłupa

Znaczne unieruchomienie piersiowego i lędźwiowego odcinka kręgosłupa we wszystkich trzech płaszczyznach, które mogą towarzyszyć:

- Przepuklina krążkowa
- Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa
- Stabilizacja po operacjach
- Stabilne złamania kręgosłupa bez przemieszczenia
- Kręgoszczelina
- Kręgozmyk

**Przeciwwskazania dotyczące obu produktów:**

- Niestabilne złamania z przemieszczeniem

## FUNKCJE I KORZYŚCI

- Uniwersalne pasy można przyciąć do odpowiedniego rozmiaru, dzięki czemu nie trzeba zaopatrywać się w nowy produkt dla każdego nowego pacjenta
- Modułowy system umożliwia stopniowe redukcje unieruchomienia podczas leczenia.
- System kompresji ułatwia stosowanie i zapewnia skuteczne zmniejszanie bólu.
- Opcjonalna poduszka powietrzna umożliwia lepsze dostosowanie.

## Piersiowo-lędźwiowo-krzyżowy odcinek kręgosłupa

- Z ortezą Miami Lumbar dostępny jest modułowy system, umożliwiający stopniowe redukcje unieruchomienia podczas leczenia.
- Całkowicie regulowane mocowanie do piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa
- Uniwersalne pasy można przyciąć do odpowiedniego rozmiaru, dzięki czemu nie trzeba zaopatrywać się w nowy produkt dla każdego nowego pacjenta
- System kompresji ułatwia stosowanie i zapewnia skuteczne zmniejszanie bólu.
- Opcjonalna poduszka powietrzna umożliwia lepsze dostosowanie.

## WYMAGANE POMIARY

- Obwód w pasie

## DOBIERANIE ROZMIARU

Orteza Miami Lumbar z przednim = mocowaniem piersiowym, z pasami pachwinowymi i opcjonalną poduszką powietrzną

Obwód w pasie	Pas	Panel tylny	Panel przedni	Piersiowo-lędźwiowo-krzyżowy odcinek kręgosłupa / tylne mocowanie	Poduszka powietrzna
26-30 cali	66-76 cm	XS			
30-34 cali	76-86 cm	S			
			S	Wersja regularna	Uniwersalna
34-38 cali	86-96 cm	M	M		Uniwersalna
38-42 cali	96-106 cm	L			
42-46 cali	106-116 cm	XL			
46-50 cali	116-127 cm	XXL	L		
50-54 cali	127-137 cm	XXXL			
54-58 cali	137-147 cm	XXXXL		XL	
58-62 cali	147-157 cm	XXXXXL	XL		
62-66 cali	157-167 cm	XXXXXXL			

## INFORMACJE O ZAMAWIANIU

### PAS

Opis	Nr katalogowy
Zwykły pas uniwersalny (rozmiar X-Small - 2X-Large)	LMB-006
Bardzo duży pas uniwersalny (rozmiar X-Small - 6X-Large)	LMB-010
Zwykły wąski pas uniwersalny (rozmiar X-Small - 2X-Large)	LMBSL-006
Bardzo duży wąski pas uniwersalny (rozmiar X-Small - 6X-Large)	LMBSL-010

## ROZWIĄZANIA W LECZENIU KRĘGOSŁUPA

### PANELE TYLNE

Rozmiar	Bez wsparcia bocznego	Ze wsparciem bocznym
S	LMB-NS	LMB-LS
M	LMB-NM	LMB — lewa strona, przyśrodkowo
L	LMB-NL	LMB — lewa strona, lateralnie

XL

LMB-NX

LMB-LX

**INNE PANELE TYLNE**

Rozmiar	Panele płaskie Bez wsparcia bocznego	Ze wsparciem bocznym	Panele z wycięciem Ze wsparciem bocznym
S	LMB-FLNS	LMB-FLLS	LMB-LSCO
M	LMB-FLNM	LMB-FLLM	LMB-LMCO
L	LMB-FLNL	LMB-FLLL	LMB-LLCO
XL	LMB-FLNX	LMB-FLLX	LMB-LXCO

**PANELE PRZEDNIE**

Rozmiar	Nr katalogowy
Wersja regularna	LMB-ST
XL	LMB-PN
Zwykły wąski	LMBSL-ST

**PIERSIOWO-LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWY ODCINEK KRĘGOSŁUPA**

Opis	Nr katalogowy
Mocowanie do piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa (przednie mocowanie piersiowe + tylne mocowanie)	LMB-T01
Mocowanie tylne	LMB-T02

Mocowanie do piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa obejmuje panel przedni. Aby skompletować ortezę Miami Lumbar dla piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa, należy zamówić pas i panel tylny. Aby skompletować ortezę Miami Lumbar z przednim mocowaniem piersiowym, należy zamówić pas, panel tylny i opcjonalny panel przedni.

**AKCESORIA**

Opis	Nr katalogowy
Poduszka powietrzna	LMB-A01
Zestaw wymiennego pasa / wkładki dla piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa	LMB-A02

- rzemieszczenia (L1-L5)
- Stenoza kanału kręgowego
- Przepuklina krążkowa
- Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa
- Kręgoszczelina
- Kręgozmyk

**FUNKCJE I KORZYŚCI**

- Cienki, oddychający materiał
- Sprawdzony system regulacji z dwiema linkami o dostosowywanej długości
- Intuicyjne dopasowywanie bez przycinania, z wykorzystaniem składanych ramion pasa i punktów Precise-Size™
- Opcjonalny szablon adaptacyjny umożliwiający dopasowanie nałożonego kołnierza
- Uniwersalny rozmiar pasa dla pacjentów o obwodzie pasa do 178 cm (70 cali)
- Nowy, uniwersalny panel tylny odpowiedni dla wielu rozmiarów
- Konturowane panele tylne w rozmiarach S-XL zapewniające precyzyjne, anatomiczne dopasowanie
- Zapięcie Quick-Fit i niebieskie oznaczenia ułatwiające pacjentom korzystanie
- Stabilizacja kręgów S1-T9\*
- \* Pas Miami LSO lub pas i panel standardowy zapewniają stabilizację kręgów L1-L5. Pas Miami LSO i panel tylny ze wsparciem bocznym lub bez niego zapewniają stabilizację kręgów S1-T9.

**WYMAGANE POMIARY**

---

Obwód w pasie

**MIAMI LSO®**

## **INFORMACJE O ZAMAWIANIU**

### **PAS MIAMI LSO**

Rozmiar	Obwód w pasie	Nr katalogowy
Uniwersalny, 15 cm (wąski)	66-127 cm	MLSO-1E
Uniwersalny, 20 cm (standardowy)	66-127 cm	MLSO-2E

## **ROZWIĄZANIA W LECZENIU KRĘGOSŁUPA**

### **OPCJONALNE PRZEDŁUŻACZE PASA (2 SZT.)**

Rozmiar	Obwód w pasie	Nr katalogowy
Opcjonalne rozszerzenie pasa, 15 cm (wąskie)	127-177 cm	MLSO-1EXT
Rozszerzenie pasa, 20 cm (standardowe)	127-177 cm	MLSO-2EXT

### **STANDARDOWY PANEL TYLNY**

Rozmiar	Nr katalogowy
Standardowy panel tylny	MLSO-P56

### **PANEL TYLNY BEZ WSPARCIA BOCZNEGO**

Rozmiar	Obwód w pasie	Nr katalogowy
S	66-86 cm	MLSO-P11
M	86-96 cm	MLSO-P21
L	96-127 cm	MLSO-P31
XL	127-178 cm	MLSO-P41

### **PANEL TYLNY BEZ WSPARCIA BOCZNEGO, NIEODPOWIEDNI DLA PACJENTÓW Z LORDOZĄ**

Rozmiar	Obwód w pasie	Nr katalogowy
S	66-86 cm	MLSO-P13
M	86-96 cm	MLSO-P23
L	96-127 cm	MLSO-P33
XL	127-178 cm	MLSO-P43

### **PANEL TYLNY ZE WSPARCIEM BOCZNYM**

Rozmiar	Obwód w pasie	Nr katalogowy
S	66-86 cm	MLSO-P12
M	86-96 cm	MLSO-P22
L	96-127 cm	MLSO-P32
XL	127-178 cm	MLSO-P42

### **PANEL TYLNY ZE WSPARCIEM BOCZNYM, NIEODPOWIEDNI DLA PACJENTÓW Z LORDOZĄ**

Rozmiar	Obwód w pasie	Nr katalogowy
S	66-86 cm	MLSO-P14
M	86-96 cm	MLSO-P24

---

L  
XL

96-127 cm  
127-178 cm

MLSO-P34  
MLSO-P44

#### **PANEL PRZEDNI**

Rozmiar  
Panel, 15 cm (6") (wąski)  
Panel, 20 cm (8") (standardowy)

Nr katalogowy  
MLSO-PA6  
MLSO-PA8

#### **NARZĘDZIE QUICK FIT**

Rozmiar  
Narzędzie Quick Fit

Nr katalogowy  
B-040100000

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS , XXL