

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-miekk-a-stosowana-w-chorobie-zwyrodnieniowej-stawow-protectoa-soft-p-7925.html>



## Orteza miękka stosowana w chorobie zwyrodnieniowej stawów protect.OA soft

Numer katalogowy **9837**

Producent **Medi**

### Opis produktu

#### Orteza miękka stosowana w chorobie zwyrodnieniowej stawów

#### Wskazania

lekka lub umiarkowana, środkowa lub boczna choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego

#### Zasada działania

- korekcja przyśrodkowej lub bocznej części jamy stawowej
- ulga w bólu przez zmniejszenie obciążania dotkniętej jamy stawowej
- zmniejsza dalsze podrażnienia torebki stawowej
- orteza miękka o działaniu uciskowym, stymulującym czucie głębokie
- ograniczenie prostowania w zakresie: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
- ograniczenie zginania w zakresie: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°

#### Korzyści produktu

- unieruchomienie w zakresie: 0°, 10°, 20°, 30°, 45
- bardzo wygodne w noszeniu dzięki materiałowi siateczko-wemu w części dołu podkolanowego
- wymiana klinów ograniczających ruch zginania i prostowania odbywa się za pomocą jednej śruby zewnętrznej - bez potrzeby zdejmowania nasadek
- wymiany można dokonać nawet wtedy, gdy pacjent ma złożoną ortezę
- indywidualnie regulowany kąt w przypadku szpotawości/koślawości
- wykonana z elastycznego, oddychającego i transportującego wilgoć materiału D-TEX
- mocowanie odbywa się poprzez owinięcie dookoła ortezy pasem

pomiar obwód uda na wysokości 15 cm powyżej środka rzepki (mierzone na przyśrodkowej stronie uda)

---

rozmiar	cm	numer artykułu lewa szpotawość / prawa koślawość	numer artykułu lewa koślawość / prawa zpotawość
XS	31 - 37	G.762.511	G.763.511
S	37 - 45	G.762.512	G.763.512
M	45 - 51	G.762.513	G.763.513
L	51 - 57	G.762.514	G.763.514
XL	57 - 65	G.762.515	G.763.515
XXL	65 - 74	G.762.516	G.763.516

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS , XXL

**TYP:** lewa koślawość , lewa szpotawość , prawa koślawość , prawa szpotawość