

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-na-golen-i-stopę-50s14-malleo-immobil-air-walker-p-7384.html>

Orteza na goleń i stopę 50S14 Malleo Immobil Air Walker



| | |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 9545 |
| Producent | Ottobock |

Opis produktu

50S14 Malleo Immobil Air Walker,

model niski - pooperacyjne i tradycyjne leczenie niestabilności przodostopia, złamania śródstopia i / lub stawu skokowego, stany po usunięciu narośli kostnych w przypadku palucha koślawego, jak również urazy tkanek miękkich stopy. Zintegrowana pompka służy do zwiększania ucisku do pożądanego poziomu. Funkcja ta zwiększa stabilność stopy i daje wysoki komfort zapewniając stopie przyjemną miękkość.

Malleo Immobil Walker

Linia produktów Malleo Immobil Walker przeznaczona jest do pooperacyjnego leczenia stopy i stawu skokowego. Linia ta oferuje szeroki zakres terapii: od urazów więzadeł, tkanek miękkich i ścięgien po złamania przodostopia, śródstopia, stawu skokowego i kości stępu. Zapięcia na rzepy ułatwiają zakładanie ortezy. Zaokrąglona, antypoślizgowa podeszwa w kształcie pałaka, ułatwia chodzenie, zapewniając odpowiednią przyczepność i stabilność. Podeszwa posiada też wbudowaną przestrzeń wypełnioną komorami powietrznymi, absorbującą wstrząsy. Modele „Air” posiadają zintegrowaną pompkę oraz zawór zwalnający powietrze dla większej stabilizacji. Wszystkie modele linii Malleo Immobil Walker nie posiadają podziału na strony.

Korzyści w skrócie:

Rodzina produktów Malleo Walker idealnie nadaje się do pooperacyjnego i zachowawczego leczenia urazów stopy i stawu skokowego. Oferuje szeroką gamę zaopatrzenia terapeutycznego w przypadku uszkodzeń więzadeł, tkanek miękkich, ścięgien, a także przedniej części stopy, śródstopia, kości stępu i stawu skokowego. Wszystkie modele posiadają zaokrągloną podeszwę zewnętrzną, wspomagającą fizjologiczny chód. Zapięcia Velcro zapewniają prosty i szybki montaż, co wpływa na łatwą obsługę ortezy przez użytkownika. Dodatkowo, rodzina produktów Malleo Immobil Walker jest uniwersalna, co oznacza, iż może być stosowana do zaopatrzenia zarówno lewej jak i prawej nogi. Antypoślizgowa podeszwa, ze specjalnie zaprojektowanym bieżnikiem, gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo - nawet na miękkim i nasiąkniętym deszczem podłożu.

Cechy produktów:

- Zaokrąglona podeszwa zewnętrzna wspomagająca fizjologiczny chód
- Ortezy wytrzymują maksymalne obciążenie do 200 kg (440 lbs)
- Dostępne są w rozmiarach S-XL, obejmując szeroką gamę rozmiarów obuwia (35 - 50)
- Posiadają pod piętą wbudowaną przestrzeń absorbującą wstrząsy
- Wygodne miękkie wyścielenie
- Łatwa obsługa
- Lekka konstrukcja
- Wszystkie modele unieruchamiają obszar kostki/stopy. Modele z zintegrowaną pompką, dodatkowo wpływają na

-
- zmniejszenie obrzęków i krwiaków przez umiarkowaną kompresję
- Osłony przeciwdeszczowe, pokrowce na noc i dodatkowe wkładki są dostępne dla wszystkich modeli. Kliny pod pięty są dostępne dla modelu 50S10-1 (10°/16°/22°) oraz 50S12-1 (15°/30°)

Wskazania:

- Stabilne złamania przodostopia, śródstopia i/lub kostki
- Dystalne złamanie kości strzałkowej
- Uraz tkanek miękkich stopy/stawu skokowego
- Po operacji palucha koślawego
- Urazy przodostopia, śródstopia i stępu
- Skręcenie stawu skokowego
- Zerwanie ścięgna Achillesa

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL