

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-na-golen-i-stopę-50s15-malleo-immobil-rom-walker-p-7386.html>

## Orteza na goleń i stopę 50S15 Malleo Immobil ROM Walker



Numer katalogowy	<b>9547</b>
Producent	<b>Ottobock</b>

### Opis produktu

#### 50S15 Malleo Immobil ROM Walker

- tradycyjne leczenie urazów przodostopia, śródstopia i stępu, pooperacyjne i tradycyjne leczenie zerwanego ścięgna Achillesa, urazów więzadeł, tkanek miękkich i ścięgien, pooperacyjne i tradycyjne leczenie pęknięć okolicy dalszej nasady kości strzałkowej i przodostopia, pęknięcia śródstopia i stawu skokowego. Przegub ortezy ROM Walker zgina się pod kątem 45 stopni w zgięciu grzbietowym i 45 stopni w zgięciu podeszwowym. Ze względu na zakres ruchu możliwe jest indywidualne dopasowanie ortezy do potrzeb pacjenta. Zakres ruchu jest niezwykle łatwy w regulacji dzięki ruchomej zawleczce, którą przesuwamy aby uzyskać pożądane ustawienia.

#### Malleo Immobil Walker

Linia produktów Malleo Immobil Walker przeznaczona jest do pooperacyjnego leczenia stopy i stawu skokowego. Linia ta oferuje szeroki zakres terapii: od urazów więzadeł, tkanek miękkich i ścięgien po złamania przodostopia, śródstopia, stawu skokowego i kości stępu. Zapięcia na rzepy ułatwiają zakładanie ortezy. Zaokrąglona, antypoślizgowa podeszwa w kształcie pałaka, ułatwia chodzenie, zapewniając odpowiednią przyczepność i stabilność. Podeszwa posiada też wbudowaną przestrzeń wypełnioną komorami powietrznymi, absorbującą wstrząsy. Modele „Air” posiadają zintegrowaną pompkę oraz zawór zwalniający powietrze dla większej stabilizacji. Wszystkie modele linii Malleo Immobil Walker nie posiadają podziału na strony.

#### Korzyści w skrócie:

Rodzina produktów Malleo Walker idealnie nadaje się do pooperacyjnego i zachowawczego leczenia urazów stopy i stawu skokowego. Oferuje szeroką gamę zaopatrzenia terapeutycznego w przypadku uszkodzeń więzadeł, tkanek miękkich, ścięgien, a także przedniej części stopy, śródstopia, kości stępu i stawu skokowego. Wszystkie modele posiadają zaokrągloną podeszwę zewnętrzną, wspomagającą fizjologiczny chód. Zapięcia Velcro zapewniają prosty i szybki montaż, co wpływa na łatwą obsługę ortezy przez użytkownika. Dodatkowo, rodzina produktów Malleo Immobil Walker jest uniwersalna, co oznacza, iż może być stosowana do zaopatrzenia zarówno lewej jak i prawej nogi. Antypoślizgowa podeszwa, ze specjalnie zaprojektowanym bieżnikiem, gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo - nawet na miękkim i nasiąkniętym deszczem podłożu.

#### Cechy produktów:

- Zaokrąglona podeszwa zewnętrzna wspomagająca fizjologiczny chód
- Ortezy wytrzymują maksymalne obciążenie do 200 kg (440 lbs)
- Dostępne są w rozmiarach S-XL, obejmując szeroką gamę rozmiarów obuwia (35 - 50)
- Posiadają pod piętą wbudowaną przestrzeń absorbującą wstrząsy
- Wygodne miękkie wyścielenie
- Łatwa obsługa

- 
- Lekka konstrukcja
  - Wszystkie modele unieruchamiają obszar kostki/stopy. Modele z zintegrowaną pompką, dodatkowo wpływają na zmniejszenie obrzęków i krwiaków przez umiarkowaną kompresję
  - Osłony przeciwdeszczowe, pokrowce na noc i dodatkowe wkładki są dostępne dla wszystkich modeli. Kliny pod piętę są dostępne dla modelu 50S10-1 (10°/16°/22°) oraz 50S12-1 (15°/30°)

### **Wskazania:**

- Stabilne złamania przodostopia, śródstopia i/lub kostki
- Dystalne złamanie kości strzałkowej
- Uraz tkanek miękkich stopy/stawu skokowego
- Po operacji palucha koślawego
- Urazy przodostopia, śródstopia i stępu
- Skręcenie stawu skokowego
- Zerwanie ścięgna Achillesa

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL