

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-na-kolano-z-dwuosiowymi-szynami-bocznymi-sp-a-824-bc-p-1725.html>



Orteza na kolano z dwuosiowymi szynami bocznymi - SP-A-824-BC

Numer katalogowy	SP-A-824-BC
Producent	Special

Opis produktu

Wykonana z innowacyjnego neoprenu w opatentowanej technologii CoolMax AIRPRENE

- Zapobiega przeprostowi kolana
- Zapewnia doskonałą stabilizację w przypadku przyśrodkowych i bocznych niestabilności kolana
- Idealna przy urazach więzadeł krzyżowych (ACL lub PCL) połączonych z niestabilnością
- Zmniejsza bóle spowodowane obrzękami oraz urazami wywołanymi przeciążeniem stawu
- Dwuosiowe zawiasy boczne pracują w sposób maksymalnie zbliżony do anatomicznego ruchu stawu kolanowego
- Pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie, łagodzi ból, zmniejsza obrzęk i uczucie sztywności
- Konstrukcja otwarta gwarantuje zmniejszenie ucisku na rzpkę oraz możliwość dopasowania ortezy w przypadku koślawości lub szpotawości stawu kolanowego
- Dzięki otworowi (w tylnej części) w miejscu ugięcia kolana gwarantuje komfort użytkowania

Cztery niezależne rzepy mocujące dają gwarancję idealnego dopasowania ortezy. Dzięki otworowi na rzepkę pozwala na zmniejszenie jej ucisku oraz kontroluje tor ruchu w stawie rzepkowo-udowym. Regulacja na udzie oraz łydce gwarantuje możliwość idealnego dopasowania ortezy. Orteza Special® wykonana z oddychającego neoprenu, w opatentowanej amerykańskiej technologii CoolMax AIRPRENE gwarantuje komfort użytkowania dzięki systemowi odprowadzania wilgoci oraz wentylacji skóry. Unikalna wielowarstwowa konstrukcja neoprenu, ze specjalnie zaprojektowanymi mikro-otworami daje uczucie chłodu w miejscu przylegania, zapobiega tym samym przegrzaniu skóry oraz powstawaniu nadmiernej ilości wilgoci powodującej dyskomfort użytkowania.

Rozmiary:

(mierzyć obwód stawu kolanowego w środkowej części)

S: 31,0-33,0 cm,

M: 33,6-36,2 cm,

L: 36,8-39,4 cm,

XL: 40,0 - 43,2 cm,

XXL: 43,8 - 47,0 cm,

XXXL: 47,0cm - 51,4 cm

DOSTĘPNY KOLOR:

BEŻOWY lub CZARNY

Sposób konserwacji:

Prać ręcznie w temperaturze do 40°C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

Przeciwwskazania:

Ortezy nie należy stosować w przypadku otwartych ran, otarć naskórka, egzem skórnych, żylakowości, kiedy zastosowano maści lub żele rozgrzewające.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL , XXXL

Kolor: beżowy , czarny