

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-na-kolano-z-dwuosiowymi-szynami-bocznymi-sp-a-824-p-1724.html>



## Orteza na kolano z dwuosiowymi szynami bocznymi - SP-A-824

Numer katalogowy	<b>SP-A-824</b>
Producent	<b>Special</b>

### Opis produktu

Wykonana z innowacyjnego neoprenu w opatentowanej technologii CoolMax AIRPRENE

- Zapobiega przeprostowi kolana
- Zapewnia doskonałą stabilizację w przypadku przyśrodkowych i bocznych niestabilności kolana
- Idealna przy urazach więzadeł krzyżowych (ACL lub PCL) połączonych z niestabilnością
- Zmniejsza bóle spowodowane obrzękami oraz urazami wywołanymi przeciążeniem stawu
- Dwuosiowe zawiasy boczne pracują w sposób maksymalnie zbliżony do anatomicznego ruchu stawu kolanowego
- Pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie, łagodzi ból, zmniejsza obrzęk i uczucie sztywności
- Konstrukcja otwarta gwarantuje zmniejszenie ucisku na rzpękę oraz możliwość dopasowania ortezy w przypadku koślawości lub szpotawości stawu kolanowego
- Dzięki otworowi (w tylnej części) w miejscu ugięcia kolana gwarantuje komfort użytkowania

Cztery niezależne rzepy mocujące dają gwarancję idealnego dopasowania ortezy. Dzięki otworowi na rzpękę pozwala na zmniejszenie jej ucisku oraz kontroluje tor ruchu w stawie rzepkowo-udowym. Regulacja na udzie oraz łydce gwarantuje możliwość idealnego dopasowania ortezy. Orteza Special® wykonana z oddychającego neoprenu, w opatentowanej amerykańskiej technologii CoolMax AIRPRENE gwarantuje komfort użytkowania dzięki systemowi odprowadzania wilgoci oraz wentylacji skóry. Unikalna wielowarstwowa konstrukcja neoprenu, ze specjalnie zaprojektowanymi mikro-otworami daje uczucie chłodu w miejscu przylegania, zapobiega tym samym przegrzaniu skóry oraz powstawaniu nadmiernej ilości wilgoci powodującej dyskomfort użytkowania.

#### Rozmiary:

(mierzyć obwód stawu kolanowego w środkowej części)

**S:** 31,0-33,0 cm,

**M:** 33,6-36,2 cm,

**L:** 36,8-39,4 cm,

**XL:** 40,0 - 43,2 cm,

**XXL:** 43,8 - 47,0 cm,

**XXXL:** 47,0cm - 51,4 cm

#### DOSTĘPNY KOLOR:

BEŻOWY lub CZARNY

---

**Sposób konserwacji:**

Prać ręcznie w temperaturze do 40°C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

**Przeciwwskazania:**

Ortezy nie należy stosować w przypadku otwartych ran, otarć naskórka, egzem skórnych, żylakowości, kiedy zastosowano maści lub żele rozgrzewające.

**Produkt posiada dodatkowe opcje:**

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XXL , XXXL

**Kolor:** beżowy , czarny