

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-na-ramie-i-bark-omo-neurexa-plus-5065n-p-7341.html>

## Orteza na ramię i bark Omo Neurexa plus 5065N



Numer katalogowy	<b>7149</b>
Producent	<b>Ottobock</b>

### Opis produktu

#### **Bądź aktywny. Pozostań niezależny.**

Udar bądź urazy ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego, mogą doprowadzić do niedowładu w obrębie barku. Rezultatem jest ból i utrudnione oraz ograniczone ruchy w stawie ramiennym.

Zwichnięcie stawu ramiennego jest przyczyną silnego bólu. Orteza Omo Neurexa plus, koryguje nieprawidłowe ustawienie głowy kości ramiennej, względem panewki stawowej. Dodatkowo, stabilizuje bark i ustawia go w prawidłowej pozycji. Omo Neurexa plus przynosi znaczącą ulgę pacjentowi, uśmierza ból i przywraca prawidłową postawę ciała.

Nowatorski design sprawia, że orteza może być samodzielnie zakładana przez pacjenta jedną ręką.

### **Korzyści**

#### **Ułga w bólu**

Omo Neurexa plus zapewnia odczuwalną ulgę i uśmierza ból spowodowany nieprawidłową pozycją stawu ramiennego. Dzięki ułożeniu barku w prawidłowej pozycji, dolegliwości przestają być uciążliwe.

#### **Wczesne rozpoczęcie rehabilitacji**

Omo Neurexa plus charakteryzuje się dobrą stabilizacją barku, co oznacza możliwość pełnej koncentracji na ruchach i ćwiczeniu chodu. W rezultacie można szybko rozpocząć rehabilitację i nauczyć się prawidłowych wzorców ruchowych.

#### **Lepsza postawa ciała**

Przywracając bark do prawidłowej pozycji, orteza koryguje postawę ciała, co ma pozytywny wpływ na wzorzec chodu. Pomaga to uniknąć jednostronnego i nadmiernego napięcia mięśni lub naciągania nerwów, więzadeł i ścięgien.

#### **Wygodny materiał**

---

Orteza wykonana jest z miękkiego, nadającego się do prania materiału, posiadającego wewnętrzne, silikonowe paski utrzymujące ortezę w miejscu nałożenia. Materiał z regulacją temperatury, przeciwdziała również poceniu się i sprawia, że noszenie ortozy przez cały dzień jest bardziej komfortowe.

### **Samodzielne zakładanie**

Nowoczesny design, umożliwia samodzielne zakładanie ortozy jedną ręką. Kolorowe zatrzaski ułatwiają jej prawidłowe zapięcie. Fizjoterapeuta musi dopasować ortezę do indywidualnych potrzeb pacjenta i pokazać prawidłowy sposób jej zakładania.

### **Funkcjonalność**

#### **Omo Neurexa plus jako orteza stabilizująca po udarze**

Orteza na ramię i bark Omo Neurexa plus stanowi pozycję z szerokiej gamy produktów Neurexa. Została opracowana w ścisłej współpracy z lekarzami i fizjoterapeutami oraz przeznaczona jest w szczególności dla pacjentów po udarze. Jest cennym produktem medycznym w rehabilitacji, promującym aktywny ruch.

Ból barku występuje często po udarze mózgu lub w przypadku innych chorób. W takim przypadku głowa kości ramiennej znajduje się w niekorzystnej pozycji. Orteza Omo Neurexa plus, koryguje wadliwe ustawienia, eliminując przyczynę bólu. Jest to niezbędne, aby rozpocząć ukierunkowaną rehabilitację i umożliwić szybki powrót do środowiska społecznego i zawodowego.

#### **Jak to działa?**

Omo Neurexa plus składa się z dwóch części - rękawa na bark i mankietu na przedramię, które połączone są ze sobą dwoma paskami. Orteza obejmuje dużą powierzchnię w obrębie stawu ramiennego, co ma pozytywny wpływ na tak zwaną propriocepcję - postrzeganie ruchu ramienia w przestrzeni i pozycji jaką przyjmuje pacjent. Dzięki temu ogólna postawa ciała ulega poprawie, co z kolei ma pozytywny wpływ na płynny i równomierny chód. Wewnętrzna pelota stymulująca mięśnie, mocowana na rzep, zapewnia dodatkową stymulację osłabionych mięśni barku.

### **Wskazania**

#### **Ból i dysfunkcje barku (w tym podwichnięcie) jako następstwo:**

- udaru,
- hemiplegii,
- wypadnięcia dysku,
- urazu splotu ramiennego,
- uszkodzenia nerwów obwodowych, etc.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS