

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-na-ramie-i-bark-z-uchwytem-dloniowym-am-sob-01-p-2398.html>



## Orteza na ramię i bark z uchwytem dłoniowym AM-SOB-01

Numer katalogowy	<b>AM-SOB-01</b>
Producent	<b>Reh4Mat</b>

### Opis produktu

Orteza przeznaczona jest do podtrzymywania oraz częściowego unieruchomienia kończyny górnej w przypadku niedowładu lub porażenia.

Uprząż neurotemblaka wykonano z taśm z funkcją samoszczepną umożliwiającą dowolne ustawianie ich długości, oraz wyposażono je w miękkie ochraniacze.

Od góry rękaw ortezy zamykany jest zapięciem obwodowym stabilizującym kończynę górną od góry.

Przedni element mocujący rękaw został wyposażony w obrotową klamrę ułatwiającą anatomiczne ustawienie wyrobu.

Wyrób wykonano jako anatomicznie wyprofilowany rękaw, posiadający funkcję skracania jego długości. We wnętrzu rękawa można zamontować regulowany uchwyt dłoniowy poprawiający stabilizację kończyny lub pióreczkę silikonową umożliwiającą wykonywanie ćwiczeń dłoni.

Ortezę wyposażono również w szeroki pas biodrowy dodatkowo stabilizujący wyrób na ciele pacjenta.

Konstrukcja taśm, dzięki zastosowaniu taśmy żebrowej została tak pomyślana by maksymalnie odciążyć bark.

### Dostępne rozmiary

**Rozmiar uniwersalny**

### Właściwości

- **Uniwersalność wyrobu** – dzięki funkcji obustronnej, stabilizator może być stosowany zarówno na prawe jak i lewe ramię
- **Komfort użytkowania** – dzięki niskiej wadze wyrobu nie przeszkadza on w wykonywaniu codziennych czynności
- **Utrzymanie właściwej higieny** – pacjent może zdjąć wyrób samodzielnie w każdej chwili i powtórnie go założyć bez pomocy innych osób. Łatwość użytkowania – prosty sposób zakładania i zdejmowania wyrobu przez pacjenta.

### Wskazania do zastosowania

- Porażenie połowicze stawu barkowego (wiotkie),
- Unieruchomienie stawu łokciowego (pourazowe, przy zapaleniu nadkłykcia lub okolicy nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej), zwichnięcia
- Unieruchomienie po złamaniu łopatki
- Unieruchomienie przeciwbólowe ramienia i przedramienia

- 
- Proste zwknięcie ramienia
  - Unieruchomienie po zabiegu chirurgicznym ramienia
  - Złamanie barku
  - Złamanie szyjki kości ramiennej
  - Paraliż splotu
  - Unieruchomienie po urazie łokcia.

## Konstrukcja

Orteza kończyny górnej została wykonana z surowca **ACTIVdistance II** składającego się w 50% z pianki poliuretanowej, w 30% z bawełny oraz w 20% z poliamidu. Zastosowanie bawełny powoduje, że jest ona obojętna dla skóry ludzkiej, nie powoduje otarć i odparzeń. Zastosowanie zaś poliamidu gwarantuje zdecydowane zwiększenie wytrzymałości wyrobu, jego odporności na uszkodzenia mechaniczne, przez co orteza może być używana przez pacjentów przez długi okres czasu.

**ActiveDistance** to technicznie odciążający surowiec posiadający konstrukcję trójwarstwową. Składa się on z odciążającej pianki EVA, dwustronnie z laminowanej z bardzo mocną dzianiną poliamidową wyposażoną w funkcję samoszczepną. Funkcja samoszczepna, surowca ActivDistance zdecydowanie ułatwia jego użytkowanie. Surowiec wodoodporny.