

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-na-reke-i-przedramie-manu-hit-pollex-p-1628.html>



Orteza na rękę i przedramię MANU-HIT POLLEX

Numer katalogowy **7645**

Producent **Timago**

Opis produktu

Orteza na rękę i przedramię MANU-HIT POLLEX stabilizuje i ogranicza ruchomość stawu promieniowo-nadgarstkowego i nadgarstkowo-śródręcznego kciuka. Nieelastyczna taśma obwodowa poprzez regulowany dociąg stabilizuje staw promieniowo-nadgarstkowy. Stalki usztywniające od strony grzbietowej i dłoniowej odciążają kości nadgarstka, torebkę stawową oraz więzadła. Częściowe unieruchomienie kciuka w ustawieniu czynnościowym zapewnia szyna aluminiowa umieszczona w okolicy stawu siodełkowatego. Konstrukcja ortezy zapewnia swobodne ruchy palców.

Wskazania:

- Choroba zwyrodnieniowa stawu promieniowo-nadgarstkowego oraz śródręczno-paliczkowego kciuka
- Stopniowy rozwój zmian zwyrodnieniowych typu SNAC-WRIST
- Skręcenie stawu promieniowo-nadgarstkowego
- Uszkodzenie więzadła pobocznego łokciowego (UCL) w stawie śródręczno-paliczkowym kciuka (MCP) tzw. „kciuk narciarza”
- Niestabilność promieniowej części nadgarstka, szczególnie kości pomiędzy kością łódeczkowatą a kością czworoboczną (CIND)
- Porażenie nerwu promieniowego bez możliwości zgięcia grzbietowego i ruchu odwodzenia kciuka
- Bolesne zmiany kości łódeczkowatej (artroza, pseudoartroza)

Komfort:

Orteza wykonana jest z najnowocześniejszych materiałów, łączy nowoczesne wzornictwo z funkcjonalnością. Poprzez zastosowanie trójwarstwowego materiału uzyskano optymalną przepuszczalność powietrza, ciepła i wilgoci, w efekcie zapewniając wysoki komfort noszenia.

Obwód nadgarstka

Rozmiar w cm

XS	do 15
S	15 - 17
M	17 - 19
L	19 - 22
XL	ponad 22

Długość: 18 cm
Dostępne kolory: szary
Miejsce pomiaru: 8
Tabela pomiarowa: [link](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS