

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-nadgarstka-krotka-lewa-p-1741.html>



Orteza nadgarstka - krótka - lewa

Numer katalogowy	SP-873
Producent	Special

Opis produktu

Wykonany z innowacyjnego materiału w opatentowanej technologii MultiCeramic. Materiał antybakteryjny, hipoalergiczny, ze wzmocnioną siłą wchłaniania i odprowadzania wilgoci.

- Zapewnia dużą skuteczność stabilizacji nadgarstka oraz śródreczęca
- Dzięki dodatkom cząstek ceramicznych pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie oraz łagodzi ból. Powoduje wewnętrzne rozgrzanie stawu.
- Szczególnie polecany przy zwichnięciu stawu nadgarstkowego, uszkodzeniu i zapaleniu ścięgien, zniekształceń i niestabilności nadgarstka oraz w procesie doleczenia złamań kości przedramienia oraz nadgarstka

Dzięki zastosowaniu anatomicznie wyprofilowanej „łyżki” podpierającej, kończyna pozostaje unieruchomiona we właściwej pozycji anatomicznej. System zapinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkownika.

Dzięki Innowacyjnej technologii Multiceramic orteza posiada efekt termiczny, gwarantujący wyraźne podniesienie temperatury ciała. Wspomaga on powstawanie naturalnego procesu uzdrawiania. Wytworzone ciepło powoduje wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie oraz łagodzi ból.

Technologia Far Infrared Rays posiada również właściwość poprawy siły wchłaniania wilgoci powstającej na skórze. Dzięki odpowiedniej kompozycji włókien, tkanina ze wzmocnioną siłą odprowadza wchłoniętą wilgoć na zewnątrz.

Dzięki zastosowaniu Innowacyjnych Technologii, tkanina posiada funkcję antybakteryjną. W wyniku przeprowadzonych badań tkanina została zakwalifikowana jako antybakteryjna, niepowodująca podrażnień skóry, szczególnie polecana dla osób z nadwrażliwością skórną, ze skłonnościami do alergii i uczuleń.

Rozmiary:

(mierzyć obwód wokół nadgarstka)

S: 14,0-16,5 cm,

M: 16,5-19,0 cm,

L: 19,0-21,6 cm,

XL: 21,6-24,1 cm

Sposób konserwacji:

Prać ręcznie w temperaturze do 40 °C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chem.

Przeciwwskazania:

Ortezy nie należy stosować w przypadku otwartych ran, otarć naskórka, egzem skórnych, żylakowości, kiedy zastosowano żele lub maści rozgrzewające.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL