

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-odwodzaca-stawu-barkowego-omo-immobil-50a10-p-7345.html>

## Orteza odwodząca stawu barkowego Omo Immobil 50A10



Numer katalogowy	<b>9506</b>
Producent	<b>Ottobock</b>

### Opis produktu

#### Skuteczna pomoc dla stawu barkowego

Dzięki licznym możliwościom w zakresie przystosowania ortezy do indywidualnych potrzeb pacjenta, unieruchomienie stawu barkowego oraz możliwość ustawienia dodatkowej rotacji zewnętrznej z Omo Immobil Rotation, może odpowiadać Twoim potrzebom.

#### Korzyści w skrócie:

Ortezy odwodzące ramię takie jak modele 50A10 Omo Immobil i 50A11 Omo Immobil Rotation, stosowane są po operacji w przypadku terapii pourazowej stawu barkowego. Kluczowym warunkiem rehabilitacji zakończonej sukcesem jest ustawienie ramienia w pozycji anatomicznej, bezpiecznej, przynoszącej ulgę stawom i nie wywołującej bólu.

Poza stopniową zmianą regulacji kąta odwiedzenia w zakresie 0°, 15°, 30°, 60° lub 90°, orteza posiada także możliwość regulacji kąta rotacji (w zakresie 10°, 20° lub 30° – model 50A11). Odwiedzenia kątowe i rotację zewnętrzną można dowolnie łączyć, dzięki czemu mamy pewność, że ramię zawsze będzie znajdowało się w pozycji zgodnej z zaleceniami lekarskimi i naszymi potrzebami.

#### Wskazania:

##### Pooperacyjne i pourazowe leczenie stawu barkowego wymagające ustawienia ramienia w odwiedzeniu:

- plastyka stożka rotatorów,
- obniżenie ryzyka ponownego przedniego zwicnięcia barku,
- podgłówkowe złamanie kości ramiennej,
- zespół cieśni barku,
- protezowe implanty stawu barkowego,
- pooperacyjna stabilizacja stawu barkowego.

#### Cechy Produktu:

- Nadzwyczajny poziom funkcjonalności dzięki dużej liczbie opcji regulacji,
- Orteza wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, wkładka nadaje się do prania, co zwiększa wygodę użytkownika,
- Łatwa w użyciu,
- Atrakcyjny wygląd, niewielkie rozmiary.

---

### **Łatwe użytkowanie:**

Pomimo swojej niewielkiej wagi, funkcjonalna rama szkieletowa ortezy gwarantuje znaczny poziom stabilności, wygodę i bezpieczeństwo użytkowania. Jeśli dodać do tego pokrycie wykonane z przewiewnej dzianiny, nadającą się do prania wkładkę oraz zgrabny design, mamy pewność, że użytkownik będzie mógł używać ortezy z przyjemnością. Wkładka pod dłoń mocowana jest na rzepy, dzięki czemu można ją dopasować do długości przedramienia. Funkcjonalne mocowania na rzepy znajdujące się na końcach pasów, na ramieniu oraz w talii, ułatwiają nakładanie/zdejmowanie aparatu.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S