

Orteza ósemkowa AM-PES-04

Numer katalogowy **AM-PES-04**

Producent **Reh4Mat**



Opis produktu

Charakterystyka wyrobu

Prostotrzymacz – pas obojczykowy wykonany jest z nierozciągliwych taśm i peloty grzbietowej. Pelota grzbietowa została wzmocniona płytą PE-LD, przez co lepiej stabilizuje odcinek między łopatkami. Taśmy łączące pelotę grzbietową są odpowiednio dopasowane do ciała pacjenta.

Taka konstrukcja wyrobu gwarantuje idealne korygowanie wad postawy zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Konstrukcja peloty grzbietowej wraz z przelotkami powoduje, iż taśmy barkowe nie marszczą się i przylegają całą swoją powierzchnią do ciała pacjenta. Wewnętrzna strona prostotrzymacza pokryta jest dzianiną frotte dzięki której znacznie poprawia się komfort użytkowania.

Obojczykowa orteza ósemkowa wykonana została z nierozciągliwych taśm i okrągłej peloty grzbietowej. Taśmy na całej swej długości posiadają funkcję samoszczepną. Taki system pozwala na to że wyrób występuje tylko w jednym uniwersalnym rozmiarze, co zdecydowanie ułatwia zaopatrzenie pacjentów.

Pelota grzbietowa została wzmocniona płytą **PE-LD** i zamontowano na niej dwie obrotowe klamerki, pozwalające na optymalne ułożenie się taśm ramiennych na ciele użytkownika. Taka konstrukcja wyrobu poprawia stabilizację w odcinku piersiowym kręgosłupa.

Dodatkowo w celu poprawy komfortu użytkowania wyrobu, pelotę od wewnątrz wyłożono miękką pianką z laminowaną z bawełnianą dzianiną frotte. Uniwersalne zapięcia rzepowe, mogą być przypinane w dowolnym miejscu po odcięciu taśm.

Taka konstrukcja peloty grzbietowej wraz z przelotkami powoduje, iż taśmy barkowe nie marszczą się i przylegają całą swoją powierzchnią do ciała pacjenta.

Wyrób cechuje się dużym komfortem użytkowania również dlatego, że ze względu na łatwość zakładania i zdejmowania ortezy, pacjent ma możliwość łatwego wyprania wyrobu, jak również utrzymania właściwej higieny ciała. Wyrób cechuje się również bezpieczeństwem użytkowania, dlatego że raz przycięte i ustawione taśmy ramienne utrzymują swoje parametry po zdjęciu i powtórny założeniu wyrobu. W celu zdjęcia wyrobu nie ma konieczności odpinania ustawionych przez lekarza lub fizjoterapeutę taśm.

Orteza została wykonana z innowacyjnego surowca AirSanmed.

Właściwości

1. **Wyrób przyjazny dla skóry pacjenta** – prostotrzymacz został wykonany ze specjalnego materiału pokrytego od wewnętrznej strony dzianiną frotte, która jest obojętna dla skóry pacjenta.
2. **Duża skuteczność stabilizacji** – dzięki zastosowaniu peloty grzbietowej (wzmocnionej) oraz odpowiednio umieszczonych przelotek i nierozciągliwych pasów udało się uzyskać wyjątkową skuteczność stabilizacji.
3. **Komfort użytkowania** – ze względu na łatwość zakładania i zdejmowania prostotrzymacza, pacjent ma możliwość łatwego wyprania wyrobu, jak również utrzymania właściwej higieny ciała.

Przeznaczenie

Prostotrzymacz można stosować w przypadkach:

- urazów obojczyka niewymagających interwencji chirurgicznej i ortopedycznej,
- zespołów bólowych piersiowego odcinka kręgosłupa,
- zwiększonej kyfozy piersiowej,
- konieczności przeprowadzenia korekcji niewymagającej interwencji chirurgicznej.