

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-reki-i-przedramienia-ze-stabilizacja-kciuka-as-nx-02-p-2257.html>

## Orteza ręki i przedramienia ze stabilizacją kciuka AS-NX-02



Numer katalogowy **AS-NX-02**

Producent **Reh4Mat**

### Opis produktu

#### Charakterystyka wyrobu

Otwarta orteza nadgarstka została wykonana według nowego bardziej anatomicznego kształtu, dzięki czemu lepiej stabilizuje staw promieniowo-nadgarstkowy i nadgarstek.

Wyrób posiada regulowane zapięcie przednie, co czyni ortezę uniwersalną i ułatwia dopasowanie do każdego kształtu i wielkości dłoni.

W górnej części wyrobu zainstalowano dwie fiszbiny ortopedyczne, które wraz z anatomicznie wyprofilowaną szyną dłoniową przekrojowo tworzą trzy obwodowe punkty podparcia kończyny górnej. Taki sposób stabilizacji przedramienia jest sposobem najbardziej skutecznym.

#### Stabilizacja 3 punktowa L3P (LOCK 3 POINTS)

Zapięcia wyrobu wykonano przy użyciu zespołu dwóch szerokich taśm obwodowych oraz jednej wąskiej taśmy dłoniowej. Zakres regulacji zapięć jest bardzo duży i dzięki temu gwarantuje on szeroki zakres regulacji i stabilizacji. Pod zapięciami zamontowano dzianinę osłonową, ułatwiającą zakładanie wyrobu i poprawiającą komfort jego użytkowania.

Orteza została w całości wykonana z nowego innowacyjnego surowca ActivExpanse.

Specyfika tego surowca polega na tym, że nie jest on elastyczny przez co polepsza stabilizację zabezpieczonego stawu. Przy skórze pacjenta znajduje się przewiewna bawełniana dzianina frotte, od zewnątrz zaś specjalna dzianina przestrzenna odciążająca zamontowane w wyrobie usztywnienia. Dnianina ta posiada konstrukcję ażurową pozwalającą na bardzo łatwe odprowadzanie potu od kończyny oraz łatwe doprowadzanie powietrza do powierzchni skóry.

W dłoniowej części ortezy zainstalowano miękką elastyczną poduszkę poprawiającą komfort użytkowania wyrobu. Konstrukcja ortezy oraz użyte surowce przeciwdziałają wystąpieniu u jej użytkowników zespołu cieśni nadgarstka.

---

Dodatkowo w wyrobie zainstalowano aluminiową szynę boczną ze stabilizatorem, której zadaniem jest funkcja odwiedzenia kciuka. Zakres i sposób jego odwiedzenia może być dowolnie kształtowany przez odpowiednie przegięcie szyny. W wyrobie zamontowano taśmę stabilizującą kciuk, której nadmiar po dopasowaniu należy odciąć.

## **Przeznaczenie**

- po przebytych urazach stawu promieniowo nadgarstkowego
- w zapaleniach kałetek ścięgnistych,
- w zmianach przeciążeniowych, zwyrodnieniowych i zapalnych
- profilaktycznie w sporcie