

Link do produktu: <https://akmed.pl/orteza-stawu-łokciowego-z-regulacja-kata-zgiecia-z-ujeciem-reki-lub-bez-tp6301-p-2118.html>



Orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia z ujęciem ręki lub bez TP6301

Numer katalogowy **TP6301**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Orteza składa się z dwóch termoplastycznych modułów obejmujących ramię i przedramię, które połączone są ze sobą szynami pozwalającymi na ustawianie różnych kątów zgięcia i wyprostu oraz zakresu ruchu w stawie łokciowym. Część przedramienia kończy się ujęciem dłoni i nadgarstka. Oba powyższe moduły obejmują kończynę od wewnętrznej i zewnętrznej strony. Panele stabilizowane są taśmami micro-velcro przeciąganymi przez sprzączki. Taśmy mogą być skracane ze względu na ruchomą końcówkę velcro. Na kończynę zakładany jest bawełniany rękaw dołączony do ortezy. Dodatkowo w komplecie znajduje się taśma temblakowa do podwieszenia zabezpieczonej kończyny, którą zapinamy do ortezy za pomocą velcro.

Zastosowanie:

Złamania kości ramiennej, kości przedramienia, złamania stawu łokciowego, chirurgiczne leczenie pooperacyjne, złamania patologiczne, w złamaniach współistniejących z porażeniem i niedowładem, jako dodatkowe zabezpieczenie w zespoleniach wewnętrznych, w rehabilitacji.

Działanie:

Unieruchomienie kończyny górnej z możliwością regulacji w stawie łokciowym kąta zgięcia bądź ustawienie zakresu ruchu, ochrona i stabilizacja w złamaniach kości ramiennej, stawu łokciowego, kości przedramienia, jako dodatkowe zabezpieczenie kończyny w zespoleniach wewnętrznych, gdy okolica stawu łokciowego musi być otwarta lecz wymaga unieruchomienia z wyłączeniem ruchów rotacyjnych przedramienia.

Kontrola ruchów:

Orteza pozwala na całkowite unieruchomienie kończyny górnej, na regulację zakresu ruchu w stawie łokciowym oraz na ustawienie zgięcia bez możliwości ruchu, pozwala na wyłączenie ruchów rotacyjnych przedramienia.

Kolor: biały.

Tabela - rozmiary:

Długość ortezy TP-6301 (cm)	ROZMIAR	A Pod pachą	B Połowa ramienia	C Obwód przedramienia bliżej łokcia	D Obwód przedramienia przed nadgarstkiem	Zakres tolerancji
35-57	XS/1	25	22	22	19	+3

35-57	S/2	27	24	24	21	+3
35-60	M/3	30	27	27	24	+4
35-60	L/4	32	29	29	26	+4
35-60	XL/5	34	31	29	26	+4

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS